

10 ~ 30 药物恒温阴凉柜避光

产品名称	10 ~ 30 药物恒温阴凉柜避光
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

10 ~ 30 药物恒温阴凉柜避光公司-

多年来，福意联创造和发展了一个特定的市场，为实验室及医疗域提供稳定的产品，并把该市场提升到重要地位。经营:生物冰箱，-20 冰箱，恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。

10 ~ 30 药物恒温阴凉柜避光参数：

【产品型号】FYL-YS-280L【容 积】280L【温度范围】2~48 （温度每度可调）【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm【商品重量】73kg【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(55g)【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定

的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙1把

10~30 药物恒温阴凉柜避光售后：

北京福意电器有限公司明确规定，以精益求精的态度经营每一台设备，品牌直接发货，出厂前要经过销售部、部、经营部、发货部等多个部门严格审查，确保无误后，方可发货。公司在每个地区，都设有售后服务经理，凡购买我司产品的客户，均享受三包政策，对产品实行终生维护；对于客户在使用过程中出现的问题，我们将在8小时内电话响应，如需上门，48小时之内到达现场，以达到“优良、”的售后理念。

10~30 药物恒温阴凉柜避光相关：

《药物临床试验质量管理规范》是由颁布的法规。GCP不但适用于承担各期（I--IV期）临床试验的人员（包括管理人员、伦理委员会成员、各研究域家、教授、医师、药师、护理人员及实验室人员），同时也适用于药品监督管理人员、制药企业临床研究员及相关人员。

注射用紫杉醇(白蛋白结合型)保存20-30 恒温箱用途：。适用于血站、、站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司

。外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温***；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（2-8 ,4-38 ,2-48 ,37 ,0-100 ）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温***，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，业风道设计，确保箱内温度均匀稳钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）注射用紫杉醇(白蛋白结合型)保存20-30 恒温箱