

# 手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）

产品名称	手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）厂家简介：

手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）厂家 北京福意联有限公司简介：我们尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的模式，完善的，周到的，的为生存根本，我们始终坚持以用户上用心于客户，坚持用自己的去打动客户。

手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）参数：

手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）：特点：

1.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；2.钢化玻璃门体：三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；3.内部配置  
箱内照明系统使箱体内部一目了然；优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。4.高精度电脑控制系统：  
箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能够保持箱体内温度 $\pm 1$  优良 稳定；5.制冷/制热方式  
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；6.自动温度控制：微电脑控制，数字LED显示  
大屏幕液晶显示，在2 -48 范围内可自由调节温度设定值，不受环境温度变化自动恒定温度。7.的制冷/制热系统：采用优良压缩机，  
PTC制热模块，；翅片式风循环系统，制热/冷迅速，稳定。设计，低功耗，8.高优良性：控温精度高达 $\pm 1$  。9.系统  
完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键优良门体锁功能和按键锁功能，更的保存物品

手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）：

1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电，并应有良好的接地线。3.带有电接点优良温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接箱顶优良温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点优良温度计和观察箱内实际温度用的）打开温度计需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但注意调节时切勿将指示铁旋刻度尺外。4.当准备工内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向动。禁止烘焙易燃、易爆、易要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中将鼓风机开启，否则影响工作。8.工作完毕后应及时切断电源，确保。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用时，温度不要过恒温箱的高使用温要用门工具。

福意联恒温、冷藏设备等等。我公司凭借的设计、的工艺、严谨的、产品过程严格执行9001质量体系。的各类产品已用于各大医院，深受用户好评。公司遵照“以德敬人，以诚立人”的企业理念，致力于提高产量及性、可靠性能为已任，为广大客户提供高质量的产品和完善的。

手术室液体恒温箱 福意联FYL-YS-430L 医用加温柜（药学部用）