

# CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱

产品名称	CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱厂家简介：

CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱厂家 福意联（Fuyilian）一直致力于建设“以人为本、诚信”为核心内容的企业文化，扎根厦门，以根深叶茂、博大包容的榕树精神为，坚守“克服困难，要发展；创造，要同享”经营理念，秉承“为客户创造、为企业创造、为员工创造机会、为社会创造效益”的历史使命，我们相信，我们的发展之路必将越走越远，以更加辉煌的业绩打造美好的将来！

CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱参数：

CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱：特点：

1、主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。2、样式：立式、单门3、微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在2 ~48 任意温度。4、三层透明玻璃门设计，内设照明灯，方便观察；5、门锁设计，防止随意开启。按键锁设计防止意外碰触，更改温度。6、设计：强制风循环系统，控温均匀迅速，可防止凝露。7、故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。8、制冷剂：无氟制冷剂9、外箱材料采用冷轧钢板，表面喷粉防静电处理。10、内胆材料采用PS板材。11、工作环境：温度-25 ~45 ，湿度<85。12、额定电压：220V/50Hz，宽电压范围180 ~ 250V13、多层搁物架设计并有搁物条，可合理地调整间隙，充分利用空间。14、整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的！

CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱：

恒温箱的正确使用与注意事项如下：1、恒温箱在搬运、放置过程中倾斜角不要过45度。2、恒温箱应选择远离热源、避免阳光直射、通风较好、较干燥的地方放置。3、适当调整底角螺钉或衬垫，使恒温箱应使用单独的单相带接地的插座。插线接地，使用中恒温箱的金属部件有麻电感觉时应停止使用。5、新购置应进行内部清洗，否则会给食物带来不良影响（用温水、少许洗涤剂洗后，用清水擦净）。应经常清洗、清扫的换热效果以及效果。清洗时，应取下电源插头。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司秉承"产品，设备，提供优良"的，为众多的科研、大院校、厂矿、环境保护、质量检测等提供了大量的科学实验设备。

CT室内耦合剂加热柜福意联FYL-YS-50L小体积医用恒温箱