

# 药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱

产品名称	药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱厂家简介：

药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱厂家 --北京福意电器有限公司依靠稳打实干抓住市场，利用营销拓展市场，凭借优良巩固市场，立誓创造一优良品，提供，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，谋求发展。诚信、进取、严谨的务实风格使得公司在内外树立了坚实的形象、了良好的。回过去，本公司坚持“诚信上、以人为本、永续经营“的理念，树立了良好的形象与经营。展望未来，公司将科学的和不懈的努力，继续开拓进取，为打造优良、实用的实验室设备而不懈努力，以更加炽热的真诚与客户携手合作，共创辉煌。

药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱参数：

药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱：特点：

制冷系统：采用压缩机，噪音低，风冷式结构，多风道口设计，温度更加均衡。系统：高低温报警，温度传感器故障报警、意外断电报警等多重报警功能；双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；新产品，额定输入功率低，耗电量低。智能控温系统：微电脑控温，大屏幕数字温度显示，温度显示精度为0.1。载重系统：箱体底部采用优于普通脚轮承载重量2倍的优良脚轮，带止动底角。人性化设计：可任意调动的多层搁架设计；宽电压带适合电压不稳定地区；外壁采用经过防腐彩喷的优良厚钢板；高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。

药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱：

使用恒温箱的注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否紧密。门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应立即熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2）然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手触摸箱内各部位，如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司健全，理念，拥有大批具有工作经验和熟练技能的高素质员工。设施齐备，为客户提供优良的产品和的，以的产品和，与各界朋友真诚合作。

药物加热箱碘海醇加温箱福意联FYL-YS-100L小型医用恒温箱