

宏康达体育 坐位体前屈测量仪器 坐位体前屈测量仪器

产品名称	宏康达体育 坐位体前屈测量仪器 坐位体前屈测量仪器
公司名称	北京宏康达体育科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区龙水路四越写字楼469
联系电话	18618435006 18618435006

产品详情

坐位体前屈测试仪的测试目的、方法及注意事项

测量学生在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，主要反映这些部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及学生身体柔韧素质的发展水平。

受试者两腿伸直，两脚平蹬测试纵板坐在平地上，坐位体前屈测量仪器多少钱，两脚分开约10~15厘米，上体前屈，两臂伸直前，用两手中指尖逐渐向前推动游标，直到不能前推为止。测试计的脚蹬纵板内沿平面为0点，向内为负值，向前为正值。记录以厘米为单位，坐位体前屈测量仪器公司，保留一位小数。测试两次，取得好成绩。

注意事项：（1）身体前屈，两臂向前推游标时两腿不能弯曲。（2）受试者应匀速向前推动游标，不得突然发力。

坐位体前屈测试仪特点

符合规定国家学生体质健康标准测试的全部要求。图像测距，坐位体前屈测量仪器，速度快，使用寿命长。手指在测试板上向前伸展即可。没有机械推板，避免机械故障。具备违规提示、防功能。测试结果实时自动传输至数据库，数据库存储、管理测试数据，并自动上报。学生可用IC卡、校园一卡通、条形码、数字键盘等进行检录、注册、测试、查询；采用有线或无线WIFI传输数据，以太网网络结构。

坐位体前屈测试仪使用注意事项

测试时，受试者双手并拢，掌心向下平伸，膝关节伸直，身体前屈，坐位体前屈测量仪器价格，用双手中指指尖匀速推动游标平滑前行，直到不能推动为止。记录时，游标超过“0”点，记录为正值；游标未超过“0”点，记录为负值。受试者共测试2次，测试人员记录大值，以厘米为单位，到小数点后1位。使用电子测试仪时，受试者按照要求推动游标，显示屏显示测试数值。使用智能型坐位体前屈测试仪时，按照语音提示进行测量，测试数值将自动写入IC卡，并语音提示结果。

宏康达体育(图)-坐位体前屈测量仪器价格-坐位体前屈测量仪器由北京宏康达体育科技发展有限公司提供。北京宏康达体育科技发展有限公司为客户提供“立定跳远测试仪,仰卧起坐测试仪,坐位体前屈测试仪”等业务，公司拥有“宏康达体育,宏康达”等品牌，专注于相关产品等行业。，在北京市昌平区龙水路四越写字楼469的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：武经理。