

## 调温2-8度疫苗冰箱 温度每度可控

产品名称	调温2-8度疫苗冰箱 温度每度可控
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

调温2-8度疫苗冰箱 温度每度可控公司介绍 1. 重视冰箱的管理，应安排专人负责，定期检查、定期清洁、定期维护；护士长定期或不定期抽查，以确保冰箱处于良好的工作状态。 2. 冰箱内物品放置应根据物品种类与性质（如针剂、内服药、外用药等）分类存放，并有醒目的标识。如有科研用品，应置于清洁容器内放入冰箱，并标识清楚，冰箱内严禁放置私人物品。 3. 制定医用冰箱相关管理制度、规范，明确冰箱管理的目的和要求。加强手卫生教育，提高医护人员洗手合格率，同时定期对冰箱进行清洁和消毒，保障病人的用药安全。

调温2-8度疫苗冰箱 温度每度可控介绍 企业介绍--北京福意电器公司是一家从事研发、制造、销售，服务于一体的专业化公司，制造的设备广泛适用于医疗机构、疾控、实验室、环保采样、高等院校、科研机构、检测单位及工矿企业介绍等，拥有敬业的销售团队，专业的技术团队，为使用客户提供优质的售后服务。 调温2-8度疫苗冰箱 温度每度可控功能： 1. 低温保存试剂时，需要选择满足试剂储存温度要求的冰箱或冷藏设备，储存温度要尽可能稳定，避免出现大幅度波动。 2. 在低温保存前，将试剂密封好，避免空气中的湿气对试剂产生影响。 3. 储存期间要定期检查试剂的保存情况，确保温度稳定，容器未出现破损或漏液。 4. 在试剂储存过程中，需要遵循相应的安全操作规程，注意试剂毒性或易燃性，以及操作时产生的毒气和蒸气等对人身体的危害。 5. 低温保存的试剂，需要在使用前先恢复到室温或所需温度。自成立以来秉承“德敬人、以诚立人”的企业宗旨，恪守“科学管理、技术创新、质量创优、服务至诚”的经营理念，形成了以“质量求生存、信誉求发展，管理求效益”的兴企思路，福意联愿与社会各界朋友广泛联系、真诚合作、共同发展。