

# 福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液

产品名称	福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液厂家简介：

福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液厂家 福意联（Fuyilian）产品采用合的制冷、制热系统，产品温度度高，性能稳定，质量过关，完善，我们将竭诚为您，微笑而来，满意而归！适用于医院检验、防疫及高校、科研实验、农业科学、生物工程、、药房、制药厂、、血站及卫生等。是科研实验室必需设备。

福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液参数：

福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液：特点：

- 1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品,保证了设备使用。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全，可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液：

停用时间较长的电恒温箱，压缩机内的润滑油逐渐深入压缩机壳体底部，且随着温度下降，粘度增大，机内各此时开机使用，压缩机活塞将处于无润滑状态下工作，摩擦力增大，可能会造成启动困难，而且，启动后缸体也会影响压缩机的使用寿命，严重时甚至会损坏压缩机零件或启动保护器。以，冬季停用的电恒温箱（或停用时间温箱放在室温较高的房间时，插上电源，使压缩机稍稍启动一下，然后拔下电源插头，过一会儿（一般为5-重复2~3次后，使压缩机内的润滑油能对各运动部件喷淋一下，让它们得到足够的润滑，然后，再使电恒温箱既可以避免压缩机缸体及其他运动件因缺油而过分磨损，又能使电恒温箱较顺利地进入正常工作状态。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）主要产品有医疗恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等系列产品。

福意联FYL-YS-50LK/多功能恒温箱/恒温机加热注射液