

10KM脱气仪 FTQ 10KM脱气仪 海益达

产品名称	10KM脱气仪 FTQ 10KM脱气仪 海益达
公司名称	天津市瑞斯德科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区红彤路3号
联系电话	13102286368 13102286368

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市海益达仪器设备有限公司

传统煮沸的脱气方式 1、操作复杂，需要多人配合。体积大，移动困难。储液罐体积大，FTQ-10KM脱气仪，移动困难，功能单一。 2、无法预先配置处理对象，只能处理水，先对水进行脱气，配置溶出介质后加入溶出杯中时容易导致溶氧值上升，影响实验数据的准确性。 3、处理溶出介质的体积受储液罐体积限定，而且储液罐一般均为密封仓，易生菌，清洗困难。在保质期内，厂家负责免费清洗。超过保质期，清洗以及储液罐的更换都需高昂的费用。

4、无法预加热，需在对溶出介质脱气时进行加热，等待时间长，降低脱气效率。

在线脱气仪的保养维护： 1.高精度供液：溶出介质加注体积精度为设定体积的 $\pm 3\%$ 。 2.可变的分配体积：进行系统校准后，可在250ml到任意范围内进行快速设定。 3.可处理多种溶出介质：溶出实验常用的纯水、蒸馏水。 4.可变温度设定：温度调节范围为室温到45 。 5.易于维护和保养，FTQ-10KM脱气仪价格，机内所有配件可快速更换及维护。 6.设计紧凑：通过手柄供液，方便对溶出杯直接加注。 7.操作简便：高分辨率液晶屏显示和触控操作，FTQ-10KM脱气仪，交互界面简单直观。同时还支持手柄直接操作和控制，

FTQ-10KM脱气仪报价，单人即可独立完成溶出介质脱气和加注工作。8.在线加热：溶出介质在进行脱气前进行预加热，提高了脱气效率。同时节约了溶出介质在溶出仪中的加热等待时间。

真空抽吸作用排除液体中氧气的装置。采用加热、循环、抽真空三法合一对蒸馏水、去离子水进行脱气。

1.1 真空脱气仪的组成

1.2 操作步骤

开机登录-进液-脱气-排液（也可预约操作，1-3000min）

1.3 脱气效果

15L大约20min，25L大约40min，含氧量2.8mg/l

大容量25L

*建议真空脱气仪每半年校准一次

二、MTQ-15溶媒脱气仪和RMT-15溶媒脱气仪

可处理多种溶出介质：水、各种溶出介质均可进行脱气。脱气完成后可以直接加入溶出杯中。

10KM脱气仪-FTQ-10KM脱气仪价格-海益达(推荐商家)由天津市海益达仪器设备有限公司提供。天津市海益达仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！