

坐位体前屈测量仪公司 宏康达体育

产品名称	坐位体前屈测量仪公司 宏康达体育
公司名称	北京宏康达体育科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区龙水路四越写字楼469
联系电话	18618435006 18618435006

产品详情

坐位体前屈测试仪好处

能与配套的体测手持机进行联机操作，采集的成绩直接进入手持机当中；

能与配套的软件进行联机操作，成绩导入软件中，坐位体前屈测量仪，通过软件管理成绩，将复杂的工作交给软件处理。

多途径的数据采集功能:手持机传送、仪器联机传送、Excel导入等；

成绩自动计算，且能导出Excel格式的所有数据上报文档。

强大的查询及数据统计功能，能按全校/系/班/性别/年级等各种条件筛选数据；

专有历史成绩管理模块，便于查询。还有历史成绩对比功能。

坐位体前屈测试仪电池耗电

坐位体前屈是大中小学体质健康测试项目，坐位体前屈测量仪供应商，它的测试目的是测量在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，主要反映这些部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及身体柔韧素质的发展水平。

主机内置大功率可充电锂电池，具有充放电管理功能，剩余电量显示并低电量报警提示，可在无交流电

源时提供10小时的持续供电，电池回路保护开关，防止仪器长时间不使用存在的电池过放问题，延长了电池使用寿命；可外接移动电源供电。

坐位体前屈测试仪测定方法

坐位体前屈测试仪测试人体躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度，主要反映这些部位关节、韧带和肌肉的伸展性及身体柔韧素质的发展水平。

受测者坐在连接于箱体的软垫上，两腿伸直，坐位体前屈测量仪厂家，不可弯曲，脚跟并拢，脚尖分开约10-15cm，踩在测量计垂直板上，可视被试者脚的大小，用紧固螺丝调整尺寸的高度，然后两手并拢，两臂和手伸直，坐位体前屈测量仪公司，渐渐使上体前屈，用两手指尖轻轻推动尺上的游标前滑，直到不能继续前伸。测两次，取较好成绩，记录以cm为单位，准确到小数点后一位。

坐位体前屈测量仪公司-宏康达体育(推荐商家)由北京宏康达体育科技发展有限公司提供。北京宏康达体育科技发展有限公司位于北京市昌平区龙水路四越写字楼469。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏康达体育在相关产品中享有良好的声誉。宏康达体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏康达体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。