

对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L

产品名称	对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L厂家简介：

对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L厂家 北京福意联公司是一家产品品种相对齐全、同企业。产品包括各式恒温、冷藏、冷冻、加温、冷链运输系列近五十余种型号，以及多种在研设备等，全部拥有自主，并拥有自主，广泛应用于各行各业，在拥有数万家客户。北京福意联公司在恒温冷藏设备中9001质量体系、14001环境体系和。并引入信息化工具，建立了较为完善的现代化企业制度。

对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L参数：

对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L：特点：

1、用于药品液体恒温加温，例如：透析液、生理盐水，冲洗液，碘伏等恒温保温，减低在用药过程中由于液体过热或过冷而增发的风险。 2、产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。

3、产品适用：医疗卫生，手术室净化配套、药检、等 4、具有按键锁功能，防止温度原有值设定的改变产品结构及特点 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和锁功能，防止出现意外。

5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 8、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 10、箱体采用优良钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L：

使用恒温箱的注意事项 (1) 检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。(2) 检查电恒温箱的门封是否严密。门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。

(3) 检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应立即熄灭。

(4) 检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。2) 然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手触摸箱内各部位，如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)一九九九年成立以来，致力于低温设备的研制、开发。公司拥有一批研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍，拥有低温制冷系统。

对比剂恒温箱 医用加热柜 福意联FYL-YS-50L