

## 加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L

产品名称	加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L厂家简介：

加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L厂家 北京福意联有限公司 ( Beijing Electric Appliance Co., Ltd. ) 位于北京市D核心区--银河SOHO大厦。公司除了有完善的产品解决方案外，还建立了一支在范围内完整的经销团队和执行团队。公司坚持以科学发展观统揽全，实施以人才为根本、以市场为导向、以效益为核心、以为动力、以树的发展战略，坚定地走快速、协调、持续、健康的发展之路。公司发展的要目标就是让每一个客户可持续、更优良的战略合作关系。严格的质量是企业在激烈的市场竞争中 立于不败之地的基石！广大客户前来咨询访问！

加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L参数：

加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L：特点：

参数：型号：FYL-YS-150L ，FYL-YS-280L ，FYL-YS-430L ，FYL-YS-230,FYL-YS-310L 温控范围：2-48

功能简介：高稳定性：采用微电脑控制，温度恒定，波动范围小，箱体采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和高优良性：2-48度区间内可自由设定温度，且控温精度高达 $\pm 1$  无噪音设计：采用压缩机制冷，噪声低于39dB（A）特殊功能：压缩机具有断电自我保护功能，三层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防淋露加热功能，方便在湿度大的环境下使用：工质，，操作方便，美观大方，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗

加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L：

使用恒温箱的注意事项1) 恒温箱应该摆放在通风好一些的地方，离开墙壁少10公分的距离，可以让恒温箱在工  
恒温箱的使用寿命。离厨房近一些，拿取食品比较方便，缩短开关恒温箱的时间，可以省电。避免阳光直射，  
清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查；3) 恒温箱应用用三孔插座，  
户，应加装接地线。设置接地线时，不能用自来水和煤气管道做接地线，更不能接到线和避雷针上；4)检查电  
使用的电源应为220伏、50赫兹单相交流电源。电压过高，会因电流太大烧坏电动机线圈；电压过低，会使压缩  
也会烧坏电动机；5)检查无误后，电恒温箱静置半小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运转时的声音是否  
声音，如果噪音较大，应检查电恒温箱是否摆放平稳各个管路是否接触，并做好相应的调整。6)需要注意的是  
载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入食物，存放的食物不能过多，尽量避免电恒温箱长时间满负荷运

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）致力于医用恒温，低温冷藏设备，实验仪器设备的开发、与贸易的科技实体。聚集一大批在医用恒温加温，移动冷藏开发方面具有。丰富经验的高素质设计人员的队伍，因其的设计理念、更多的关注产品人性化以及用户体验，在冷链运输和医疗内具有前的水平，引的新

加热恒温箱(暖液袋) 医用加温器 福意联FYL-YS-280L