

Aquacon SI硅酸盐分析仪硅表

产品名称	Aquacon SI硅酸盐分析仪硅表
公司名称	珠海艾士维科学仪器有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	品牌:IOTRONIC 型号:Aquacon SI05 产地:德国
公司地址	广东珠海市香洲区紫荆路327号1203
联系电话	18682261456 13926960488

产品详情

Aquacon产品家族主要特性:

- 性价比
- 系统安装紧凑,体积小
- 操作简便,维护量小
- 方便的校正程序,所有运行参数可设定
- 测量间隔自由设定或外部控制
- 高精度高分辨率
- 可程式 0/4-20 mA输出
- 可靠的自诊断功能
- 微试剂耗量和水样使用量,大大节约你的成本
- 可选远程控制

标准过程分析仪器AQUACON 提供快捷的操作:

- 通过触摸键盘设定全部运行和操作参数.
- 自动完成自检和漂移补偿.
- 出厂时包括所有运行所需配件/试剂,客户能马上使用.

AQUACON 为您提供:

· 全自动分析系统,加上我们的经验和技术的你带来低消耗高精度的测试结果.

- 可程式高低限位报警点,方便与外部设备联动并控制.
- 可程式模拟量输出,为你提供更的输出结果.

自诊断和微处理器带来的高稳定性,日常维护非常少

AQUACON Si05 / AQUACON Si10 / AQUACON Si20

水中硅的测定

适用场合

- 锅炉中的蒸气质量的监测
- 离子交换的监测和控制

技术参数

仪器型号	AQUACON Si05	AQUACON Si10	AQUACON Si20
量程	2 - 100 ppb SiO ₂	2 - 500 ppb SiO ₂	0,01 - 1,5 ppm SiO ₂
分辨率	1 ppb SiO ₂	1 ppb SiO ₂	0,01 ppm SiO ₂
精度	终值的2%	终值的2%	终值的2%
重复性	2 ppb Si	2 ppb Si	0,02 ppm Si
零点	自动调零		
样品			
压力	0,1 - 10 bar		
温度	18 - 30 ° C		
体积	25 ml /每次(冲洗除外)		
条件	干净,无沉淀,悬浮物 < 0,5 g/l, 粒径 < 50 m		
化学条件	pH 4 - 8, PO ₄ ³⁻ < 100Si, NH ₃ < 100Si		
排放	自由流		

试剂	
数量	2
储存温度	10 - 30 ° C
每次分析耗量	0,3 ml / 1,2 ml
体积	250 ml / 500 ml
分析次数	400
分析	
周期	13 min , 包括冲洗
间隔	1 - 99 min