

Aquacon PO4-10 磷表正磷酸盐分析仪

产品名称	Aquacon PO4-10 磷表正磷酸盐分析仪
公司名称	珠海艾士维科学仪器有限公司
价格	48000.00/件
规格参数	品牌:IOTRONIC 型号:Aquacon PO4-10 产地:德国
公司地址	广东珠海市香洲区紫荆路327号1203
联系电话	18682261456 13926960488

产品详情

该产品家族主要特性:

- 性价比
- 系统安装紧凑,体积小
- 操作简便,维护量小
- 方便的校正程序,所有运行参数可设定
- 测量间隔自由设定或外部控制
- 高精度高分辨率
- 可程式 0/4-20 mA输出
- 可靠的自诊断功能
- 微试剂耗量和水样使用量,大大节约你的成本
- 可选远程控制

标准过程分析仪器AQUACON 提供快捷的操作:

- 通过触摸键盘设定全部运行和操作参数.
- 自动完成自检和漂移补偿.
- 出厂时包括所有运行所需配件/试剂,客户能马上使用.

AQUACON 为您提供:

· 全自动分析系统,加上我们的经验和技术的你带来低消耗高精度的测试结果.

- 可程式高低限位报警点,方便与外部设备联动并控制.
- 可程式模拟量输出,为你提供更的输出结果.

自诊断和微处理器带来的高稳定性,日常维护非常少

AQUACON PO4-10

正磷酸盐的测定 (0.5 – 10 ppm PO₄)

适用场合: 1、磷酸盐加量的控制

2、残留正磷酸盐的监测

工作原理

采用钼试剂色谱测量PO₄⁺的吸光度

技术参数

仪器型号	AQUACON PO4-10
量程	0,5 – 10 ppm PO ₄
分辨率	0,01 ppm
精度	终值的2%
重复性	终值的1%
零点	自动调零

样品	
压力	0,1 - 10 bar
温度	5 - 30 ° C
体积	25 ml 每次 (流动体积除外)
适用条件	干净,无沉淀pH 4 - 8
排放	自由流
试剂	
数量	2
储存温度	工作原理采用钼试剂色谱测量PO ₄ ⁺ 的吸光度 0 - 30 °
滴定试剂的耗量	
分析次数	ca. 1 ml / 1 ml 500
分析	
周期	12 min 包括流动
间隔	1 - 99 min