

# 医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L

产品名称	医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L厂家简介：

医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L厂家 -北京福意电器有限公司为医疗和实验室恒温仪器商，致力于解决各种医疗实验室恒温方案,为众多医疗，实验室、科研院、大院校提供的配套设备，同时公司借助各地经销商的鼎力推介，产品直抵各地，从而更加方便了公司对客户的售前和。

医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L参数：

医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L：特点：

1、采用创圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温

度条件下，便于用户观察箱内物品。2、内胆采用医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消毒处理。3、采用间接制冷及加热和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。4、温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限温报警和定时功能，使用稳定可靠。5、箱内设有多个不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗消毒和调节搁板间隔高度。6、箱内设有日光灯照明。7、智能化程度高，可对程序进行设置，满足医疗温液体、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B液等。也可用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、或存放需要4-38 之间的物品。

医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。公司医疗恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医疗加温箱（柜）、便携式药品冷藏盒、车载药品保存箱（柜）、车载压缩机冰箱（柜）、车载样品保存箱（柜）、运输保温箱（柜）等。公司一直走质量为先，低价经营战略，把更多的利益让给客户。

医院用恒温箱 医用加温仪 福意联FYL-YS-151L