

泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L

产品名称	泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L厂家简介：

泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L厂家 -北京福意电器有限公司本着“全员幸福、利益共享”的企业目标，为社会承担责任，为民众树立幸福意义的先河，让企业的影响力遍布各地。“以德敬人、以诚立人”，将是福意联企业遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大格、大收获。培养出可延续及持续发展的众多人才，为社会和人民承担使命，确保福意联企业对社会、对人民做更大的贡献。

泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L参数：

泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L：特点：

可用于科研研究、特殊材料的恒温试验，保存、生物材料、生物制品、产品的耐温试验等。适用于科研院、电子、化工、医院、系统、高校实验室、企业等。产品特点：高精度电脑温度控制系统：采用微机优良温度控制器，箱内温度自由设定。的制冷系统：采用无氟制冷剂，优良压缩机，；风扇电机；无CFC聚氨酯发泡，厚加厚保温层，保温效果好。人性化设计：橘面塑粉喷涂，数码温度显示，运行状态一目了然；旋转助力把手，开启轻便。的控制系统：键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；完善的声光报警系统（传感器故障、高、低温报警）物品存放；门体配锁，防止随意开门。

泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L：

做好三点：一、洗净、注意保养二、少一个月通电1-2次，使恒温箱运转10分钟三、不要随便搬挪，更不要用外壳变色剥落重新启用应注意：千万不要马上使用。让恒温箱短时间运行一下，每运行两三分钟后停止一段时间放置一段时间之后，会导致部机件润滑油过薄。当再次使用时，由于恒温箱内部温度为室温，降额定温度则需要润滑油过薄的部分就会发生快速磨损，从而减少恒温箱的寿命。让恒温箱进行多次短时间运行，可以让润滑油间浸润机件内部。

福意联恒温、冷藏设备等等。公司自创立以来，以诚信赢得了广大客户的信任，并保持着良好的合作关系。公司亦真诚希望利用自身的优势为客户提供合理，优良的产品及。福意联（FU.YI.LIAN）人把此当作自己的责任和使命。公司亦秉着“以德敬人，以诚立人”的，愿携手业界广大同仁，共创事业的繁荣与发展！

泌尿外科输液恒温箱 医用加热箱 福意联FYL-YS-430L