

# 医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK |
| 公司名称 | 北京福意联                        |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 北京市大兴区亦庄开发区                  |
| 联系电话 | 010-63332726 13810107367     |

## 产品详情

医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK厂家简介：

医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK厂家 北京福意联诚真 阳光全心全意，是一种态度，更是每一刻切实的行动。、质量为本，到家。以的科技、优良的产品与贴心的，为您与家人的美好生活，全心全意，不懈努力。我们将为您提供周到和优良的，如果您使用的产品出现故障或有什么疑问，请致电！北京福意联1999年成立以来，致力于低温设备的研制、开发、。公司拥有一批研制开发双机复叠式制冷、单机自动复叠式制冷设备的设计人员队伍，拥有低温制冷系统。同时，企业了9001，是在低温域早、品种多、强的企业。

医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK参数：

医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK：特点：

温度控制?微电脑控制，大屏数字温度显示，调整增量为1℃?风冷系统，箱内温度波动范围 $\pm 1^\circ\text{C}$ ，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃之间任意温度  
系统?完善的报警系统，有声音蜂鸣报警功能，可实现温报警、传感器故障报警、开门报警  
制冷系统?直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀?合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度  
人性化设计?设计，耗电量低?多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间?门锁设计，防止随意开启?宽电压带，适合电压不稳定地区

医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK：

使用恒温箱的注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否严密。门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应立即熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行停止运行状态，压缩机启动性能不好。2）然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手触摸箱内各部位，如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。

福意联恒温、冷藏设备等等。为了解决医院麻醉手术中患者体温流失问题，福意联（FU.YI.LIAN）也是根据市场发展趋势，专门成立小组，出各种规格的新型智能型手术室恒温箱（柜），产品已经覆盖各地，而且也得到了广大客户的一直认可与信任，您的满意就是我们的，大家咨询！

医用智能恒温箱 医用加温器 福意联FYL-YS-50LK