

甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L

产品名称	甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L厂家简介：

甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L厂家 -北京福意电器有限公司多年以来，为了能够掌控更高的产品、更精密的技能、优良的经营理念；不断开发新的产品，从而提升市场的竞争力；并努力降低成本，把其利润回馈给客户，使其能拥有优良、价格合理、到位之产品，进而达到双赢之目的，终迎得客户的与满意。公司“福意联”的商标早在北京商标已注册，依托优良的，多年的经验，以的设计理念，可靠的工艺，优良的检测设备，的赢得了广大客户的与和。

甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L参数：

甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L：特点：

- 1、温湿度调控范围广泛，几乎适用于有产品的温湿度条件存储；
- 2、速度快、精度高；长期工作偏差小，性能稳定
- 3、柜内各系统的工作状态，在显示屏上一览无余，实时了解目前工作状态
- 4、具有手动操控各个系统工作功能，便于客户灵活处理控制方式。
- 5、整体系统采用模块式安装设计，便于根据客户的特殊要求灵活改变设计，达到客户各种特别的性能参数值，同时也方便维护和保养。
- 6、对水分子有的亲和力特点；
- 7、柜内led照明显示，方便夜间或光线暗处操作；
- 8、带脚轮设计，方便移动和使用；
- 9、该设备隔热、隔磁、防尘、平衡状态功率小、寿命长、噪音小；并具有、等特点
- 10、耗电低；

甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L：

1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦拭。2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、洗洁精、腐蚀性溶液等。3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。4、清洁完毕，将电源插头插入电源插座，并设定在正确位置。5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关闭。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）坐落在都北京，是的医疗、实验室设备福意联恒温、冷藏设备等等。公司集、、为一体，拥有雄厚的力量，精良的检测手段，的工艺，完善的质保体系。

甘露醇防凝固箱 医用保温箱药品 福意联FYL-YS-50L