

甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L

产品名称	甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L厂家简介：

甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L厂家 福意联“诚信赢得客户”福意联（Fuyilian）福意联（Fuyilian）一贯坚持的质量方针是“质量是企业的生命，用户满意是我们的追求”。福意联（Fuyilian）注重产量的每一个细节，培育了一批爱岗敬业、勤奋踏实的市场营销人员，对用户的需求能在靠前时间作出反应，为用户提供及时高质量的。

甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L参数：

甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L：特点：

- 1、温度范围：2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露
- 5、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。
- 6、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L：

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用，以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆，应在电镀件上涂中性油脂或凡士林，以防腐蝕，培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内，以本产品出厂前已经过严格调试，控温仪菜单设定数据，请勿随意修改。 培养箱外壳有效接地，以保证使用。请勿放置易燃易爆物品进行加温，严防发生危险。 请勿放置高酸高碱物品，防止箱体腐损。

福意联恒温、冷藏设备等等。 公司有恒温箱（柜）均采用微电脑控制，液晶显示，门锁控制；恒温箱（柜）采用压缩机、无氟制冷剂，、操作简便。产品广泛应用于农业科学、生物工程、食品、化工、制药、临床医学、血站血库、检验检疫、等科研和。

甘露醇结晶溶解器 溶解药品加热箱 福意联FYL-YS-281L