

装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L

产品名称	装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L厂家简介：

装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L厂家 -北京福意电器有限公司是一家集，-20 冰箱，恒温恒温柜，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜.等系列产品开发和的企业。公司力量雄厚，设备精良。本着严格、求实、奋进的精神，不断提高产量，不断开发新产品。现已发展成为产品结构合理，品种齐全的恒温箱、干燥柜、公司。多年来，公司产品已覆盖三十多个省、市、自治区，被广泛应用于高等院校、科研院、医疗卫生相关实验室和生物、食品、化工、农牧、制药、石油、机械等系统域的实验室提供，积累了丰富的经验，具有丰富、完善的系统营销方案。

装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L参数：

装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L：特点：

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调。
压缩机，采用制冷剂（R134a），优良率、低能耗、促进。
微电脑PID温度控制器，控温优良可靠，波动少，带定时功能。
循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。
设有优良限温报警系统，过限制温度即自动中断，保证实验运行，不发生意外。(选配)

装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L：

使用恒温箱的注意事项 1保持恒温箱内整洁。2温度不要设定过低。3恒温箱门不要长时间打开，取物后立即关闭。4恒温箱要远离热源，荫凉处放置，周围不要堆杂物

福意联恒温、冷藏设备等等。我们的发展理念：坚持以科技为本，争创“好的产品、好的服务、好的价格”，使产品得以覆盖并出口海外。我们公司的：以德敬人、以诚立人！我们的团队：年轻活跃！朝气蓬勃！为实现梦想不懈努力！

装甘露醇的恒温箱 药品结晶加温箱 福意联FYL-YS-280L