

# 医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L

产品名称	医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L厂家简介：

医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L厂家

北京福意（FU.YI.LIAN）电器有限公司是大、覆盖面广、业务链完善、能力强的设备商。已9001-CC-质量体系，并且已中华人民共和国企业证！福意联恒温系列产品域覆盖了医院、手术室、实验室、制药厂、集成电路、微电子、新能源、光电、精密仪器、生物工程、食品卫生、等国民经济重要产业域。

医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L参数：

医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L：特点：

## 2 -48 范围内可自由调节温度

产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体； 电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能， 门锁设计与温度恒温锁定功能； 三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。

实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，我们您的！

医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L：

停用时间较长的电恒温箱，压缩机内的润滑油逐渐深入压缩机壳体底部，且随着温度下降，粘度增大，机内各此时开机使用，压缩机活塞将处于无润滑状态下工作，摩擦力增大，可能会造成启动困难，而且，启动后缸体也会影响压缩机的使用寿命，严重时甚至会损坏压缩机零件或启动保护器。以，冬季停用的电恒温箱（或停用时间温箱放在室温较高的房间时，插上电源，使压缩机稍稍启动一下，然后拔下电源插头，过一会儿（一般为5-重复2~3次后，使压缩机内的润滑油能对各运动部件喷淋一下，让它们得到足够的润滑，然后，再使电恒温箱既可以避免压缩机缸体及其他运动件因缺油而过分磨损，又能使电恒温箱较顺利地进入正常工作状态。

福意联恒温、冷藏设备等等。我们依靠自身的努力和科研优势，坚持以严谨科学的工作作风，采用和工艺，设计的产品经济实用，稳定可靠，受到业内人士的广泛认可

医用甘露醇加热器 溶解药品的机器 福意联FYL-YS-50L