

廊坊二手1200 二手1200厂商 科鲁斯特

产品名称	廊坊二手1200 二手1200厂商 科鲁斯特
公司名称	苏州科鲁斯特测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市滨河路729号盛宏产业园2208室
联系电话	18915737818 18915737818

产品详情

Agilent1200 自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，二手1200厂商，调节取样及进样速度。

Agilent1200 自动进样器均采用深色避光盖板，二手1200，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

进样范围：0.1~100 μL ，增量为 0.1 μL ；安装多次进样组件，大进样体积可达 1500 μL

进样精度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100 μL ）

< 1% RSD（进样体积 1~5 μL ）

1. 溶剂输送系统（单元泵、二元泵、四元泵）相同指标

串联双柱塞往复泵，伺服控制主动入口阀，二手1200价格，可变冲程（20 μL ~ 100 μL ）设计；用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的佳流速稳定性。自动柱塞清洗装置，廊坊二手1200，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。

流速精密度：<0.07%RSD 或 0.02min SD

流速准确度： $\pm 1\%$ 或 10 $\mu\text{L}/\text{min}$

压力脉动：< 1%

pH 范围 : 1.0~12.5

液相外延技术(Liquid Phase Epitaxy, 简称LPE)1963年由Nelson等人提出, 其原理是:以低熔点的金属(如Ga、In等)为溶剂, 以待生长材料(如Ga、As、Al等)和掺杂剂(如Zn、Te、Sn等)为溶质, 使溶质在溶剂中呈饱和或过饱和状态。通过降温冷却使石墨舟中的溶质从溶剂中析出, 在单晶衬底上定向生长一层晶体结构和晶格常数与单晶衬底足够相似的晶体材料, 使晶体结构得以延续。廊坊二手1200-二手1200厂商-科鲁斯特(推荐商家)由苏州科鲁斯特测控科技有限公司提供。苏州科鲁斯特测控科技有限公司拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快!