

动物咬伤清创机-可加温控温-弱碱性冲洗液

产品名称	动物咬伤清创机-可加温控温-弱碱性冲洗液
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

动物咬伤清创机-可加温控温-弱碱性冲洗液 动物咬伤清创机-可加温控温-弱碱性冲洗液（医用创口冲洗机）、犬咬伤冲洗器、狂犬病伤口冲洗机适用于动物抓、咬伤后的皮肤及黏膜伤口的冲洗、消毒(包括对狂犬病毒的清洗和消毒)。可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及白色念珠菌等。是一款专业用于标准化犬伤门诊建设的医用外伤冲洗器。整个冲洗过程中水温、水压、益涟茗弱碱性皮肤黏膜消毒剂与清水的交替冲洗、生理盐水的最后冲洗都会自动完成 动物咬伤清创机-可加温控温-弱碱性冲洗液（医用创口冲洗机）配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，通过脉冲式水流对伤口、创口进行交替灌洗，达到减少细菌病毒数量的目的，符合规范化犬伤伤口处置规范，是犬咬伤标准化门诊建设常用设备。第7条中提到 伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到。动物咬伤清创机-可加温控温-弱碱性冲洗液 2019年狂犬病暴露处置专家共识由于狂犬病是一种几乎致人死亡的烈性传染病，目前尚无有效手段，只能预防；同时，由于人民生活水平的提高，饲养的个人和家庭大量增加，也升高了狂犬病暴露的风险。根据《中华人民共和国侵权责任法》第57条的规定，医务人员在诊疗活动中未尽到与当时的水平相应的诊疗义务，造成患者损害的，机构应当承担赔偿责任。配置清洗机用于提升狂犬病暴露后预防处置规范化标准，避免和杜绝因处置不规范而带来的感染风险以及由此而产生的医患。

[创口清洗器-二类器械-必备耗材](#)