

恒温式植物用浓度计QL-120L

产品名称	恒温式植物用浓度计QL-120L
公司名称	厦门武岭电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾Matsuhaku玛芝哈克 型号:QL-120L
公司地址	http://www.matsuhaku.cn
联系电话	0592-5628281

产品详情

台湾matsuhaku玛芝哈克恒温式液体相对密度、浓度测试仪ql-120l

适用于：化工业、食品业、水产养殖业、乳化剂、植物油、研究实验室等需要恒温条件的场所。

原理：采用阿基米得原理的浮力法，根据astm d1475、gb/t5526、13531、15223、5009、jis、iso规范。水槽的溶液温度处于恒温的条件下，所测得液体密度、浓度值。

功能：

- 1、只需50cc、快速读取液体相对密度、浓度值，操作方便。
- 2、具上下限设定、装有蜂鸣器。
- 3、任何重量的砝码皆可为其标准值，不受体积的限制。
- 4、可依液体属性，选购所需要的砝码配件。
- 5、外加恒温水浴，补偿油脂的膨胀系数0.00064/ 的问题。
- 6、能补偿因空气浮力所造成的误差。
- 7、可经由所测溶液的相对密度值直接显示溶液的浓度值。

规格：

型号：	ql-120l
-----	---------

可测量范围：	0.001g/120g
测试种类：	植物油、添加剂、乳状液、润滑液
测试时间：	约3秒
密度范围：	0.0001~2.2000、0.1%~100.0%
密度精度：	0.001 g/cm ³
标准接口：	rs-232

标准配件：

玻璃砝码组合：一般性的溶液

选购配件：

a：不锈钢砝码组合 b：防酸碱砝码组合 c：打印机 d：恒温水槽

较高黏度的溶液 高腐蚀性溶液

本产品的加工定制是否，品牌是台湾Matsuhaku玛芝哈克，型号是QL-120L，类型是植物油润滑液添加剂乳状液，品种是液体，测量范围是0.001~120g，准确度是0.001，显示方式是直接显示，分度值是0.0001，电源是220（V\HZ），用途是化工业、食品业、水产养殖业、乳化剂、植物油、研究实验室等需要恒，解析度：是0.0001g/cm³