

ZF-20D ZF-2C型暗箱式紫外分析仪

产品名称	ZF-20D ZF-2C型暗箱式紫外分析仪
公司名称	杭州大吉光电仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杭州大吉 型号:ZF-2C,ZF-20D
公司地址	杭州市西湖科技园区振华路200号
联系电话	0571-88985274 17342050579

产品详情

zf-2c型暗箱式紫外分析仪

概述本仪器是由2支6w254nm和2支6w 365nm紫光灯管和面积为150mm × 70mm的紫外滤光片组成。在保持zf-2型紫外分析仪外光线对使用人员的上海。仪器采用电子集成块启动电源，可以随开随用，当样本取出样品室后，灯管在10秒钟后自动熄灭，提高了用户的操作简便性。本仪器可广泛用于遗传学，生物医药，石油化工，纺织，纸业，食品加工，文物考古等各行业。主要技术参数 technical parameter •

电源电压 power supply:220v/50hz • 功率 power:24w

zf-20d型 暗箱式紫外分析仪

1、该仪器是我厂参照了国外的紫外线仪器，并广泛征集了广大用户的建议后，精心设计制造的新一代小型暗箱式紫外分析仪。它采用全封闭设计，样品室采用开启式，并有透明玻璃的观察窗。使用该仪器时，可预防紫外线对使用人员的伤害。本仪器采用1支8w254nm和1支8w365nm的紫外灯管，紫外滤光片的面积为150mm × 70mm，使用时可单独使用短波波长或长波波长，或者同时使用两个波长，本仪器最大的特点是全封闭设计，可随开随用，电耗功率小。在科学实验中，它可以检测如蛋白质、核苷酸等的必要仪器，在药物生产和研究中，可用来检查激素生物碱，维生素等各种能产生荧光药品质量，它特别适宜作薄层分析和纸层分析斑点和检测。在纺织化纤行业中，可测定不同种类的原材料和成品的质量，在食品部门，可检测黄曲霉素等毒素，本仪器如需要用荧光分析和检测的部门都可以使用。2、本仪器使用220v电源，工作电源140 ± ma，灯管的使用寿命在500小时左右，紫外滤光片的紫外光透过率不小于20%，本仪器系金属外壳，使用电源必须有接地装置。

本产品的加工定制是是，品牌是杭州大吉，型号是ZF-2C,ZF-20D，种类是暗箱式紫外分析仪，紫外功率是24w（W），紫外波长是254,365，滤色片规格是150MM × 70MM（mm），适用范围是广泛