

# 甲功仪 北京易达测量有限公司 甲功仪

产品名称	甲功仪 北京易达测量有限公司 甲功仪
公司名称	北京易达测量技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区马坡镇聚源中路12号院9号楼101
联系电话	18610068622 18610068622

## 产品详情

### 甲状腺功能仪游离T3，游离T4

不受甲状腺结合蛋白的影响，直接反映甲状腺功能状态，其敏感性和特异性明显高于总T3，总T4，因为只有游离的浓度才能确切反应甲状腺功能，尤其是在，家族性TGB或缺乏症等TGB浓度发生较大改变的情况下，甲功仪，更为重要。认为联合测定FT3，FT4和超敏TSH，是甲状腺功能评估的方案和线指标。两者升高见于甲状腺功能亢进;减低见于甲状腺功能减退，垂体功能减退及严重全身性疾病等。

### 甲状腺功能仪方法原理

用<sup>131</sup>I、功能自主性甲状腺瘤、甲状腺癌转移灶、嗜铬细胞瘤、交感神经母细胞瘤等病症是国际上普遍采用的有效手段之一。包括美国里根患有，也采用这种方法，甲状腺具有高度选择性摄取<sup>131</sup>I的功能，甲功仪价格，功能亢进的甲状腺摄取量会增多，<sup>131</sup>I在患者其有效半减期(约3~5天)，<sup>131</sup>I衰变释放出大量的 粒子，这些 粒子会部分抑制或破坏功能亢进的甲状腺组织，达到的目的。而且这些粒子射程短，仅2~3mm，对正常周围组织一般无影响，因此本法是的有效方法之一。其他三种方法原理相同不再阐述。

### 甲状腺功能检查都有哪些指标？

1.TT3：总T3，三碘甲状腺素原氨酸，由T4在和脏中经过脱碘转变而成，与TBG（甲状腺素结合球蛋白）结合的结合型T3和游离型T3（FT3）之和为总T3（TT3）。

2.TT4：总T4，甲状腺素，T4以与蛋白质结合的性甲状腺素和游离的游离型甲状腺素（FT4）的形式存在，T4与FT4之和为总T4（TT4）。由于T4不能进入外周组织细胞，只有转变为FT4后才能进入组织细胞发挥其生理作用，故FT4较T4更有价值。

3.FT3：游离T3，FT3含量对鉴别诊断甲状腺功能是否正常、亢进或低下有重要意义，甲功仪公司，对的诊断很敏感，是诊断T3型的特异性指标。

4.FT4：游离T4，FT4测定是临床常规诊断的重要部分，可作为甲状腺抑制的监测手段。当怀疑甲状腺功能紊乱时，FT4和TSH常常一起测定。

甲功仪-北京易达测量有限公司-

甲功仪价格由北京易达测量技术有限公司提供。北京易达测量技术有限公司是北京 顺义区 ,科研仪器仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在易达测量领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创易达测量更加美好的未来。