

2-48 嵌入式手术室保温柜150L洁净净化工程保冷柜

产品名称	2-48 嵌入式手术室保温柜150L洁净净化工程保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60468.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

2-48 嵌入式手术室保温柜150L洁净净化工程保冷柜公司说明：

北京福意电器有限公司是业从事恒温冷藏保存设备的、经营、销售和售后的企业。现已发展成为恒温冷藏箱设备制造商，销售与客户售后网点遍布。公司经营各类医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等设备，广泛应用于医疗、农业、卫生、科研、食品化工等单位。公司坚持走科技兴业的道路，拥有一支强大的队伍，得到多家高等院校和科研单位的优良。

2-48 嵌入式手术室保温柜150L洁净净化工程保冷柜使用说明：

2-48 嵌入式手术室保温柜150L洁净净化工程保冷柜参数：

手术室净化设施要怎么预防被感染，我们在对手术室净化进行使用的时候，我们要怎么才能预防这个被感染呢，下面就给大家讲解一下手术室净化设施要怎么预防被感染。 、各种仪器设备在进入手术间前，应安装完毕，擦拭干净。擦拭时，不宜使用掉纤维的织物材料作为清洁工具。 、手术结束后应立即清除各种污物，并分类放入防水防污染的袋内密封，从污物通道运出。擦拭各种器材，整理手术间，以免污物在室内久留导致空气污染。 、待所有人员离开，清洁工作完成后，手术室净化空调系统应继续运行15~20min，再关闭层流空调，使室内空气达到洁净。 、每天应在手术前、后，用消毒液各擦拭1次影灯、器械车、桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面；对工作人员穿过的隔离鞋进行清洁

消毒。每周将上述器材及地面彻底擦拭、清洁保养1次。

2-48 嵌入式手术室保温柜150L洁净净化工程保冷柜