

拍打式无菌均质器Spring Medical专业开发均质器/超

产品名称	拍打式无菌均质器Spring Medical专业开发均质器/超
公司名称	金坛市城西春兰实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:春兰 型号:GXP-400
公司地址	金坛市马干庙西35号
联系电话	86-051982112386 015861107039

产品详情

gxp-400无菌拍打式均质器详细介绍：

gxp-400无菌拍打式均质器产品简介：

无菌均质器，又称拍打式匀浆机，广泛用于动物组织，生物样品等均值等处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。

该装置采用不锈钢系统，可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性好的要求。

本产品也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟内可达 2×10^5 ），必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。

gxp-400无菌拍打式均质器产品特点：

1、安静和容易操作

- 2、 不锈钢系统
- 3、 可拆卸和调整的搅拌器
- 4、 可调整的均质时间
- 5、 固定的或可变的均质速度
- 6、 渐进式均质，卓越的细胞保护
- 7、 无菌一次性滤袋，保证卫生和安全
- 8、 全开启式门，易于清洗
- 9、 样品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗

gxp-400无菌拍打式均质器主要技术参数：

- 1、 时间：30、180、600秒或- （即连续运转）
- 2、 拍击速度：3~12次/秒
- 3、 有效容量：10~400ml
- 4、 拍击箱体：不锈钢
- 5、 连续功率可调：300w
- 6、 电机速度：500-1500r.p.m
- 7、 显示方式：液晶显示
- 8、 无菌均质袋：17 × 30cm（可选）

9、拍打间距：可调

10、外形尺寸：250*460*310mm

11、重量：23kg

gxp-400无菌拍打式均质器图片：

关于售后：

我们保证，凡是我公司出厂的产品，都将享受终身保修服务。

相信我们的服务，对得起我们“金牌售后”的称号！

春兰仪器 spring medical

厂名：金坛市城西春兰实验仪器厂

电话：0519-82112386

手机：13861104114；18768123831（贺经理）

qq：759476243

地址：金坛市西环二路59号

本产品的加工定制是是，品牌是春兰，型号是GXP-400，类型是无菌均质器，容量是10~400（ml），功率是300（w），尺寸是250*460*310（mm），重量是23（kg），电源是220V，适用范围是实验