

肤色加膜加圈膏药布17*17 内径12*12大规格贴劲椎膏药布

产品名称	肤色加膜加圈膏药布17*17 内径12*12大规格贴劲椎膏药布
公司名称	济宁辰星医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	翰辰:医用敷料贴 10*12:7*7 四川:成都
公司地址	济宁市嘉祥县冠亚大厦2单元
联系电话	0537-3216092 18053773692

产品详情

做膏药有两种，一种是做传统黑膏药，一种是制作新型黑膏药，一般制作传统黑膏药用到的纯棉布，做好的膏药摊在布料上再用透明盖膜盖上。用膏药棉布作为膏药底布，一般的传统黑膏药能贴上一个人星期左右，所以用纯棉布以方便烤膏药。另一种膏药底布也是医用胶布，一面布料上涂胶，一面是离型纸，这种膏药能贴12小时左右，所以建议做这种膏药的应用这种膏药底布。

膏药加工需要注意的几点。

一、油温的控制：药料提取的过程中，油温220度左右，炼油的时候，油温320度。

二、火候的掌握：炼油的火候：膏药贴牌厂家提醒要看温度计，达到规定温度；看油烟，开始为浅青色，渐为黑而浓，进而为白色浓烟，无风时白烟直上；看油花：沸腾开始时，油花多在锅壁周边附近，当油花向锅中央聚集时为度；看滴水成珠：取少许药油滴于水中，不散开成珠状为度。

三、的控制：在下前先干燥并过100目筛。少量加丹，边加边搅动，一定要向同方向搅拌。搅成粘稠的膏体，膏药OEM加工贴牌加工的膏药不粘手，拉丝不断为好，过硬则老，过粘则嫩。

四、去火毒的时间：膏药制成后放入冷水，浸泡，每一日换一次水，七日后膏成。