

梯度PCR基因扩增仪 卓乐康

产品名称	梯度PCR基因扩增仪 卓乐康
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:卓乐康 型号:ZLKDTC-3T
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

产品详情

简单介绍

pcr适用于分子生物学，医学，食品工业，司法科学，生物技术，环境科学，微生物学，临床诊断，流行病学，遗传学，基因芯片，基因检测，基因克隆，基因表达等领域以聚合酶链式反应（polymerase chain reaction pcr）为特征的，以检测dna/rna为目的的各种病原体检测及基因分析

zlkdtc-3t梯度pcr基因扩增仪 的详细介绍

zlkdtc-3t梯度pcr基因扩增仪

pcr适用于分子生物学，医学，食品工业，司法科学，生物技术，环境科学，微生物学，临床诊断，流行病学，遗传学，基因芯片，基因检测，基因克隆，基因表达等领域以聚合酶链式反应（polymerase chain reaction pcr）为特征的，以检测dna/rna为目的的各种病原体检测及基因分析。

梯度pcr仪除具有上述标准pcr功能以外，其梯度模块还能同时进行多达12个不同退火温度的pcr反应，在梯度模块上，可实现对梯度温度和梯度宽度等参数的调整，自由编程12道温度，有梯度实现不同样品的退火温度并同时进行热循环，仅一次实验就能确定特征体系相应的最优退火温度，从而可在短时间内对pcr实验进行优化，大大提高p c r 科研效率

样品规格	0.2ml*96孔，12*8联排管，96微孔板，0.5ml*77孔
控温模式	基座block模式，管内tube模式计算模式
反应体积	10-100ul
温控范围	0-99.9
block升降温速率(max)	4 /ses
样品升降温速率（max）	3.5 /ses
温度显示精度	± 0.1

温度准确度	± 0.2
温度均匀性	± 0.2
可记忆程度数目	800
最大程序段数	8
最大温阶步数	16
最大循环次数	99
最大保温时间	99分59秒或长时间保温
温度递增/递减幅度	0-30 可选
时间递增/递减幅度	0-80s可选

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKDTC-3T