

急诊科用恒温箱(冲洗液输注液加温箱)

产品名称	急诊科用恒温箱(冲洗液输注液加温箱)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	69582.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

急诊科用恒温箱(冲洗液输注液加温箱)产品说明-

严重创伤病人大量输入库存血、大量输液、肢体暴露等往往会使病人体温降低。创伤病人核心体温35、病人核心体温36，称为低体温。低体温给病人带来很多的危害性，尤其严重影响凝血功能，造成创口-不止，危及病人生命。加温液体的使用可以预防手术病人的体温失调导致低体温的情况发生。福意联手术室液体加温箱可用于冲洗液的加温，减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

急诊科用恒温箱(冲洗液输注液加温箱)产品参数：

急诊科用恒温箱(冲洗液输注液加温箱)使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过

低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

急诊科用恒温箱(冲洗液输注液加温箱)相关-

腹部手术一般需要腹腔冲洗，特别是胃肠穿孔手术因其腹腔污染严重，常需要大量的生理盐水冲洗腹腔，以减少术后感染等并发症。但水的传导作用可带走大量热量，而使病人术中体温降低明显。手术病人的体温降低，对术后恢复有不可忽视的影响。因此，尽量减少因腹腔大量冲洗而使病人体温过度降低，是手术室医护人员共同需要解决的问题。手术室恒温箱可用于预防低体温的护理措施。

摘要：随着医疗的发展，越来越多复杂手术在临床开展，围手术期“低体温”

的发生率也越来越高。有文献报道，术中低体温发生率为50%~70%。随着医疗的发展，越来越多复杂手术在临床开展，围手术期“低体温”的发生率也越来越高。有文献报道，术中低体温发生率为50%~70%[1]。低体温可影响凝血功能、药物代谢、肾脏功能和心肌收缩力，增加术后并发症的发生率，对手术病人的危害较大。即使是轻度低体温（临床上将温度34~36℃称为轻度低体温[2]）也可以导致很多并发症[3,4]。

现对围手术期低体温发生的原因、低体温对机体的危害及预防低体温发生的各种方法和护理措施综述如下，旨在有效的预防和减少围手术期低体温的发生，降低术后并发症，提高围手术期的护理质量。

急诊科用恒温箱(冲洗液输注液加温箱)