

# 辰星空白贴三伏贴加工

产品名称	辰星空白贴三伏贴加工
公司名称	济宁辰星医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	翰辰:医用敷料贴 医用敷料贴:10*10 河南:郑州市
公司地址	济宁市嘉祥县冠亚大厦2单元
联系电话	0537-3216092 18053773692

## 产品详情

离型纸（防粘纸）：有国产PE覆膜纸和进口硅油纸（黄色和白色两种通用颜色），可以按照客户的要求在离型纸的背面印刷客户自己的产品标识。还可以按照客户的要求制作防渗圈、防渗膜、易撕条等。

生产各种膏药底布，三伏贴底布,三九贴底布,穴位贴底布,膏药布,三伏贴膏药布,三九贴胶布加圈加膜膏

医用膏药布和其他膏药布相比较来说更为传统，膏药布是我们家里平时都会在医药箱中备着的一种外用贴剂。近期我们通过整理网站留言发现，很多用户都对医用膏药布在制作与储存过程中的应注意的问题不太了解。今天，我们厂家就给大家普及一下医用膏药布的加工原理以及流程，具体内容如下：

### 一、医用膏药布工艺流程：

A.纤维原料 开松混和 梳理 铺网 牵伸 预湿 正反水刺 后整理 烘干 卷绕 水处理循环。

B.纤维原料 开松混和 梳理杂乱成网 预湿 正反水刺 后整理 烘干 卷绕。

水处理循环不同成网方式影响产品的纵横向强力比，流程A对纤网纵横向强力比的调节较好，适合于水刺合成革基布的生产；流程B适合于水刺卫材生产。

### 二、医用膏药布的加工原理：

## 1、预湿

经成形的纤网送入水刺机加固，首先是预加湿处理。预湿的目的是压实蓬松的纤网，排除纤网中的空气，使纤网进入水刺区后能有效地吸收水射流的能量，以加强纤维缠结效果。