

注射器器身负压泄漏测试仪 泄漏负压检测仪器 输液器泄漏负压测试仪器

产品名称	注射器器身负压泄漏测试仪 泄漏负压检测仪器 输液器泄漏负压测试仪器
公司名称	济南三泉智能科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	真空度:0.01--90kpa (可定制) 真空精度:1级 回差设置:0.01-5.0kpa (自有设定)
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路27566号财富壹号广场1号商务楼1007室 (注册地址)
联系电话	18560126617

产品详情

注射器器身负压泄漏测试仪 泄漏负压检测仪器 输液器泄漏负压测试仪器

该仪器采用高精度传感器和控制系统，能够准确测量容器内的负压值，有效保证测试结果的准确性和稳定性。高精密的传感器和控制电路，确保了测试结果的稳定性和准确性。该仪器具有体积小、重量轻、操作简便、测试速度快等特点，适用于实验室、医院、药厂等场所的负压检测。

注射器器身负压泄漏测试仪具有以下特点：

1. 高精度：该仪器采用了高精度的压力传感器和控制系统，可以准确地测量容器内的负压值，有效保证测试结果的准确性和稳定性。

2. 智能化设计：操作简单方便，只需将被测输液器放置在密封容器中，然后设置相关参数，即可进行测试。

3. 数据稳定可靠：该仪器采用专业的软件进行数据处理和分析，可以有效地保证数据的稳定性和准确性，为实验

使用注射器器身负压泄漏测试仪时，需要做好以下准备工作：

1. 选择符合测试要求的医用输液器型号和规格；

2. 将医用输液器安装在测试仪器的固定座位上，并保证其安装牢固；

3. 根据测试要求设置相应的参数，例如测试压力、压力上升速度等；

4. 启动仪器，并等待其稳定后开始进行测试。

在测试过程中，需要注意以下几点：

1. 保证医用输液器泄漏负压测试仪器的精度和稳定性；

2. 在测试过程中，应该保证医用输液器的完好无损；

3. 在数据处理过程中，应该选用专业软件进行数据处理和分析，以保证数据的准确性。

注射器器身负压泄漏测试仪是保障医疗安全提升医疗设备质量的必需手段。通过准确的检测和评估

注射器器身负压泄漏测试仪是保障医疗安全提升医疗设备质量的必需手段。通过准确的检测和评估

注射器器身负压泄漏测试仪是保障医疗安全提升医疗设备质量的必需手段。通过准确的检测和评估

更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司！

注射器器身负压泄漏测试仪 泄漏负压检测仪器 输液器泄漏负压测试仪器