

250ml瓶装甘露醇注射液溶解恒温柜

产品名称	250ml瓶装甘露醇注射液溶解恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	特点:双系统恒温 库存:现货 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

250ml瓶装甘露醇注射液溶解恒温柜介绍加温箱是一种用于调节和保持恒定温度的设备，常用于实验室、医院、育婴等领域。它可以提供适宜的环境，使物体在需要加温或保持恒温的环境中保持稳定。加温箱具有多种型号和规格，可以根据不同的需求进行选择。使用加温箱时，需要注意安全，并遵循使用说明。曾经有人做过温度的实验，在条件相同或相近的时候，冲洗液的温度对病人体温的降低程度影响有明显差异：将温度设定为37℃，可有效改善由冷液吸收热量而导致的一系列不良反应；将温度设定为38℃，可改善腹部手术患者的低体温状态、缩短肛门排气时间、减轻疼痛程度并降低术后并发症的发生率。由于患者机体的体温变化及对保温措施的反应存在个体差异，医护人员应采取积极保温措施。同时，应持续监测患者体温变化，如发生变化，应采取积极补救措施，以保证患者的身心健康。

250ml瓶装甘露醇注射液溶解恒温柜案例展示 250ml瓶装甘露醇注射液溶解恒温柜

将冲洗液悬挂于距离患者膀胱上方约65cm处，保持引流管通畅，冲洗速度为每分钟80~100滴，根据引出尿液的颜色对速度进行适当调整，当冲洗液颜色澄清或转变为微淡红色，且无堵管发生时停止膀胱冲洗。

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，精确控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器，显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用压缩机制冷技术，强效制冷。
- 8.

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定。

9.采用ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。

10.宽电压带，适合电压不稳定地区，

11.合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度

12.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。

250ml瓶装甘露醇注射液溶解恒温柜 福意联公司说明-北京市福意联公司是一家集医疗设备设计、销售及售后服务于一体的综合性民营企业，是医疗器械市场有影响力的供应商之一。公司为各级医院提供医疗设备售后，同时也为民营医院医疗设备的“整体解决方案”提供高端咨询、指导以及免费提供医院管理制度等资源。