

# 迈通超声治疗固定贴 DJ-I 80\*80

产品名称	迈通超声治疗固定贴 DJ-I 80*80
公司名称	河南迈通实业有限公司
价格	35800.00/件
规格参数	品牌:迈通 型号:DJ-I 预期用途:中低频、干扰电、定向透药、超声透药
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)地润路18号C座10层1007号
联系电话	17739770071 17739770071

## 产品详情

超声治疗固定贴的工作原理基于以下过程：

- 1.超声波传导：超声波能量在治疗固定贴中通过传导材料到达治疗部位，实现深层组织的 治疗效果。  
修复和细胞代谢活动。超声波能量转化为热能，在治疗部位产生热效应，促进血液循环、组织修复和愈合过程。  
固定功能和超声治疗固定贴通过特殊的固定材料和结构，帮助保持治疗部位的稳定性，

康复医学超声治疗固定贴：

通过传导材料将超声波能量传递到治疗部位，实现深层组织的 治疗效果。修复和细胞代谢活动。超声波能量转化为热能，在治疗部位产生热效应，促进血液循环、组织修复和愈合过程。固定功能和超声治疗固定贴通过特殊的固定材料和结构，帮助保持治疗部位的稳定性，

该款超声治疗固定贴为干扰电、定向透药、超声透药等治疗，为广大患者提供了一个有效的治疗选项。

在现代医学领域，超声治疗固定贴广泛应用于各种疾病的康复。迈通超声治疗固定贴的质量和效果。

对于疼痛的缓解和疾病的康复，迈通超声透药固定贴效果。80\*80都能提供有效的帮助。其专

的透药速度真容贴良好的固定性，采用了先进的技术工艺，确保了产品的稳定性和可靠性使用体验。其独特

效果如此，其透药速度较快，固定贴多次使用，还具备高效的传导能力，能够更好地传输治疗能量，提高治疗

的透药速度。真容贴良好的固定性，采用了先进的技术工艺，确保了产品的稳定性和可靠性使用体验。其独特

如果你对通缉令有任何疑问，请随时通过电话或邮箱与我们联系。我们的专  
业团队将竭诚为您服务。