## 冻干粉针剂瓶密封测漏仪

产品名称	冻干粉针剂瓶密封测漏仪
公司名称	济南三泉中石实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测孔径精度: < 5 μ m 产品类型:密封性测试仪 测试系统:真空传感器技术
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路绿地泉景雅园商务 大厦1635室(注册地址)
联系电话	0531-67813036 15665715386

## 产品详情

冻干粉针剂瓶密封测漏仪,即密封测试仪,是济南三泉中石实验仪器有限公司推出的一款高效、精准的 真空衰减密封检测仪器,适用于药品、食品、化妆品等行业对包装完整性的检测。

产品类型:密封性测试仪

生产厂家:三泉中石

真空度:0--100kPa

检测孔径精度: <5 μ m

测试系统:真空传感器技术

真空来源:外接真空泵

密封测试仪的主要用途是评估产品的密封性能,确保产品在长时间存储和运输过程中不发生泄漏或污染,从而保证产品的质量和安全性。下面从多个方面来描述密封测试仪的用途。

首先,密封测试仪可以快速准确地检测出产品包装是否存在漏气现象。在药品行业中,药品在长时间存储和运输过程中容易受到湿气、氧气等外界因素的侵入,导致药品的有效成分降解或变质,从而影响产品的疗效。通过使用密封测试仪,可以及时检测出药品包装的密封性能,避免药品质量问题。

其次,密封测试仪可以评估产品包装的完整性。在食品行业中,食品的保鲜性和品质往往取决于包装的

完整性。如果食品包装存在漏气或破损现象,空气中的细菌或杂质会进入食品包装内部,导致食品变质或污染。通过使用密封测试仪进行包装完整性测试,可以确保食品的质量和卫生安全。

此外,密封测试仪还可以用于化妆品行业中的包装测试。化妆品产品对密封性要求较高,否则容易导致 产品干燥、变质或污染。通过使用密封测试仪,可以对化妆品包装的密封性能进行全面评估,从而保证 产品的品质和使用效果。

综上所述,冻干粉针剂瓶密封测漏仪(密封测试仪)是一款功能强大、性能稳定的密封检漏仪器。它通过采用真空传感器技术和外接真空泵,能够快速、准确地检测出产品的包装完整性和密封性能,确保产品在存储和运输过程中不发生泄漏或污染。作为济南三泉中石实验仪器有限公司生产的产品,密封测试仪的真空度范围广泛,检测孔径精度高,适用于不同行业的密封性测试需求。

密封测试仪是一种用于检测产品密封性能的设备。注册密封测试仪需要完成以下步骤:

准备注册材料:注册密封测试仪需要提供公司名称、产品型号、技术参数、生产厂家等相关信息。 填写申请表格:根据相关要求,填写密封测试仪注册申请表格。表格通常包括基本信息、产品功能描述、安全性能参数、测试项目等内容。 提供产品样机:向相关机构提供密封测试仪的产品样机,用于进行检测和评估。样机通常需要符合相关标准,包括安全标准、性能要求等。

支付注册费用:根据机构要求,支付密封测试仪的注册费用。 等待审核:提交申请后,需要等待机构对申请材料进行审核。审核时间通常需要几个工作日至几个月不等,具体时间取决于机构的工作效率。 获得注册证书:如果审核通过,机构会颁发密封测试仪注册证书,确认该设备符合相关标准和要求。

密封测试仪的注册流程通常较为繁琐,但是通过注册可以保证设备的合法性和性能可靠性,提升产品竞争力。为了顺利完成注册流程,建议提前了解相关法规和要求,积极配合机构的审核工作。