

ASTMD4169-22升级ASTMD4169-23最新标准

产品名称	ASTMD4169-22升级ASTMD4169-23最新标准
公司名称	苏州富港工业检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区南关渡路9号5幢
联系电话	0512-85555662 15226989829

产品详情

ASTM D4169标准最新已经修订为ASTM D4169-23版了。ASTM D4169是一种测试方法，通过让运输单位接受一个测试计划来执行，该测试计划包括在各种分销环境中会遇到的一系列危险元素。

ASTMD4169是医疗器械行业广泛使用的标准，因为它是FDA认可的共识标准。医疗器械包装最常用的配送周期(DC)是DC-13，它是为小包裹和隔夜运输模式而设计的。当产品的预期分销得到很好的理解和定义时，可以设计定制的分销周期。

关于 ASTMD4169-22标准测试范围是旨在通过实验室专业的设备，严格按照标准执行，进而评估运输包装件在不同的运输形式不同包装形式后，在各种分配周期所遇到一系列的有害性因素，进而模拟出我们实际运输包装形式能不能很好的防护到我们的产品，从而大概推导出我们客户在收到我们的产品能否完好无损。

与之之前astmd4169-16版本，最新标准astmd4169-2023空运谱和之前不一样，其他没有变化过，空运谱分低中高。低27分钟、高10分钟、低3分钟循环三次，陆运普低40分钟、中15分钟、高5分钟一次循环，就60分钟。

在ASTMD4169-23里面有分DC1-DC18，我们可以想象成一个单元，就像ASTM D4169 DC13她是适合单包裹件产品小于61.8kg以下的产品，很多时候像医疗器械的产品用ASTM D4169 DC13就比较多了，在ASTM D4169 DC13内容有跌落测试、抗压测试、松散负载振动、低气压测试、振动测试、集中冲击、跌落测试等；其实双瓦楞是不需要做集中冲击的，单瓦楞需要呢。

我们在做实验前得确定您的产品等级，ASTMD4169-16标准有三个等级，等级1是最为严苛的，等级3是最不严苛，一般选择等级2的比较多，等级2比较中肯。

具体相关合作

事宜来电解答