

离子计、PXSJ-216离子计、离子浓度计、RS232接口、多离子测量

产品名称	离子计、PXSJ-216离子计、离子浓度计、RS232接口、多离子测量
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:PXSJ-216
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

离子计、pxsj-216离子计、离子浓度计、rs232接口、多离子测量模式

实验室离子计采用离子选择电极法，配备专用离子电极和参比电极测量相对应离子电极电位mv值、px值和离子浓度，适用于卫生疾控、食品安全、石油化工、环境保护、水质分析，生物农业，科研及高等院校等领域。我们在各应用领域都有满足不同测试需求多种精度的实验室离子计和现场离子计，其中高端智能型离子计，采用触摸式大屏幕液晶显示屏，全中文操作界面，使用快速简便，支持多点标定；存有多种离子模式和多种尝试测量法；测量结果浓度单位可相互转换；配用雷磁数据采集软件可与计算机通讯。氨氮分析仪和钠离子测定方法简单，测定速度快，测定结果可靠性和稳定性好。

仪器功能

- 1.可测量溶液的电位、ph、px、浓度值以及温度值
- 2.采用大屏幕液晶显示和轻触式按键，全中文操作界面
- 3.具有多种浓度测量法，包括直读浓度、已知添加、未知添加和gran法等
- 4.具有多种斜率校准方法，包括一点校准、二点校准、多点校准和多次添加校准等校准方法和断电保护功能
- 5.最多可贮存各200套mv、ph、px或浓度测量的实验数据
- 6.有rs-232接口，可接tp-16型串行打印机打印测量结果，选用雷磁数据采集软件可与计算机通讯

技术指标

型号	pxsj-216
----	----------

技术参数		
仪器级别		0.001级
测量参数		px值、离子浓度值、mv (orp)、温度值
测量范围	px	(0.000 ~ 14.000) px
	mv	(-1800 ~ 1800) mv
	离子浓度	(0 ~ 19990),单位ug/l、 mg/l、 g/l、 m ol/l、 mmol/l
	温度	(-5.0 ~ 105.0)
分辨率	px	0.001 px
	mv	0.1mv
	温度	0.1
基本误差	px	$\pm 0.005\text{px} \pm 1$ 个字
	mv	$\pm 0.03\%$ fs
	离子浓度	$\pm 0.5\% \pm 1$ 个字
	温度	$\pm 0.3 \pm 1$ 个字
电源		直流通用电源(9vdc , 500ma , 内正外负)
机箱外型编号		wxs-a001-1

尺寸(mm) , 重量(kg)	290 × 200 × 70 , 1
-----------------	--------------------

本产品的加工定制是否, 品牌是LEICI/雷磁, 型号是PXSJ-216, 类型是离子浓度计, 显示方式是液晶数显, 分辨率是0.001pX, 电源电压是220 (V), 环境温度是: (-5.0 ~ 105.0) ()