

KDN-04消化炉/消化炉(四孔井式可控硅调压控温)/消化炉

产品名称	KDN-04消化炉/消化炉(四孔井式可控硅调压控温)/消化炉
公司名称	金坛市指前镇旭日实验仪器厂
价格	面议
规格参数	品牌:旭日仪器 型号:KDN-04
公司地址	中国 江苏 金坛市 指前镇社头集镇社兴东路21号
联系电话	0519 - 82880182 13358196029

产品详情

数显消化炉型号包括：kdn-20c

型号	区别
kdn-04c	4孔液晶消化炉
kdn-08c	8孔液晶消化炉
kdn-12c	12孔液晶消化炉
kdn-20c	20孔液晶消化炉

- 1.采用数显控温，设定温度与实际温度双重显示，加热菜用远红外加热升温速度快，更稳定。
- 2.消解时在不需通风厨的条件下消化管内溢出的so2等有害气体，经过抽气泵溶于水中排入下水道，避免了废弃对环境的污染，确保了操作人员的人身安全。

数显消化炉介绍：

按经典凯式定氮法为原理，广泛应用于饲料、粮食、食品、土壤、肥料、水、沉淀物、化学品乳制品、酿造、制糖、药物、煤炭、橡胶等物质的消解，具有测试精确、安全可靠、操作简便等特点。

数显消化炉技术参数：

显示方式：数字显示

控温方式：数显控制

测定范围：0.1mg~200mg氮

测定数量：一次同时测量多个；（4孔、8孔、12孔、16孔、20孔、）

速度：45min/批

消化管容量：标配300ml

控温范围：室温~500

控温精度： ± 1

升温速度：30 /min

电源：220 (v) 50hz

本产品的加工定制是否，品牌是旭日仪器，型号是KDN-04，最大电压是交流220V，50Hz（V）（V），功率是1200（W），主要用途是样品进行批量蛋白消化