

原厂生产的厌氧培养箱YQX-II

产品名称	原厂生产的厌氧培养箱YQX-II
公司名称	上海百典仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:上海百典 型号:YQX-II
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2898号14幢103车间
联系电话	86 021 60549911 13752136983

产品详情

上海百典仪器设备有限公司生产的厌氧培养箱特价促销！欢迎咨询订购，百典仪器专业生产干燥箱、恒温摇床、室温摇床、恒温油槽、恒温水槽、低温恒温槽、恒温水浴锅、恒温培养箱、人工气候箱、无菌均质机、玻璃反应釜、低温冷却循环泵、微波组合反应系统、超声波细胞破碎仪等仪器

适用范围：该产品是一种可在无氧环境下进行细菌培养及操作的专用装置，可培养最难生长的厌氧生物，又能避免以往厌氧生物在大气中操作时接触氧而死亡的危险性。

结构特点：该产品由恒温培养室，厌氧操作室、取样室、气路及电路控制系统、箱架等部分组成。设备具有以下主要特点：>使用科学先进手段达到高精度、恒温的厌氧环境，便于操作者在厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。>温控采用液晶大屏显示微电脑控制（带定时）能准确直观地反映箱内实际温度，加上有效的限温保护，安全可靠。>箱内装有紫外线杀菌灯，气体经过滤后进入箱内，可有效地避免细菌污染。>气路装置，可任意调节流量，能任意输入各种所需气体。>气路开关采用轻触式开关控制电磁阀，操作灵活。>操作室均由不锈钢板制成，其前窗采用厚透明耐冲击特种玻璃板制成，操作使用专用手套可靠舒适、灵活，使用方便。>操作室内备有特殊接种棒灭菌器，并附设有试管架、熔蜡消毒装置，还装有除氧催化器。>使用科学先进手段达到高精度，恒温的厌氧环境中进行操作和对厌氧菌培养。>温控采用液晶大屏显示微电脑控制（带定时）能准确直观反映箱内实际温度，加上有效的限温保护，安全可靠。>气路开关采用轻触式开关控制电磁阀，操作灵活。

技术参数：

型号	yqx-
取样室形成厌氧状态时间	< 5分钟
操作室形成厌氧时间	< 1小时
厌氧环境维持时间	操作室在停止补充微量混合气体的情况下，> 12小时。
培养室使用温控范围	室温+3 ~60 rt+3 ~60
培养室温度波动	± 0.3

培养室温度均匀性	± 1
电源/功率	220v,50hz/600w
净重/毛重 (kg)	240/320
培养室内尺寸 (cm)	25 × 19 × 29
操作室尺寸 (cm)	80 × 65 × 65
外形尺寸 (cm)	126 × 73 × 138
包装箱尺寸 (cm)	139 × 92 × 156

选择百典仪器，选择放心仪器，我们有：资深的技术人员——在百典仪器，有着从事仪器仪表维修，改装十多年的技术专家，他们实际的经验丰富，对仪器的性能和应用范围有直观的认识，并能依据客户的特殊需求，尽可能的提供相应的服务，使经过维修，加工，改装后的产品更能符合客户的需求，帮助客户成长。同时，我们还和一大批专业技术人员有技术上的联系，这些专业技术人员，工程师专注与各个仪器仪表领域，他们中有中科院的高级工程师，也有掌握维修高端产品的技术人员。他们和我们将共同协作，满足您在仪器方面的需求。稳定完善的物流部门——由于精密仪器的特殊性。我们百典仪器选择物流方式的时候也格外用心，总是选择尽量可靠，并有经验的物流供应商来负责运送。我们的物流配送部门的员工对仪器产品的运送有丰富的经验，知道那些情况下应该采取合理的措施来预防您购买的产品可能的损坏。但是由于目前国内的物流体系还不完善，有的时候会需要几经辗转才能送达客户。对于这种情况，我们也会尽量做好充分准备，保证货品最终能够完好送达。我们始终认为将产品完好的送达客户指定的地点对于精密仪器来说尤为重要。

本产品的类型是霉菌培养箱，品牌是上海百典，型号是YQX-II，有效容积是340（L），温度范围是室温+3 ~60（ ），温度波动度是0.3（ ），温度均匀度是1（%），电源电压是220（V），功率是600（W），加工定制是是