

# 上海一恒BHO-402A老化试验箱 上海圣科签约总代理

产品名称	上海一恒BHO-402A老化试验箱 上海圣科签约总代理
公司名称	上海圣科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一恒 型号:BHO-402A
公司地址	上海市顺达路300弄56号楼
联系电话	18600699718 13585836840

## 产品详情

人性化设计：

大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。

试验室内设有低速旋转的试品转盘，可使各试品在试验室内经受同一温度环境试验下获得一致的测试结果。

多段可编程控制器：

微电脑程序控制温度、时间及升温速率，可预设排气风门开启、闭合时间，以极快的速度进行加热老化试验。

可预设15段30步可编程序，每段设置时间1-99小时99，循环风机转速可调。

程序可调的风门，箱内循环转速0~100%可调。

自我诊断功能

当老化试验箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。

方便的数据处理。（选配）

可连接打印机、485通讯接口或usb数据转移接口（u盘）用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。

安全功能：

独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

温度偏高或偏低及超温报警。

控温范围： $rt \pm 20 \sim 250$

恒温波动度： $\pm 0.5$

温度均匀度： $\pm 1\%$

换气量：100~200次/小时（可调）

转盘速度：10~12r.p.m

工作室尺寸：600×600×600

本产品的加工定制是否，品牌是一恒，型号是BHO-402A，类型是热老化箱，材质是不锈钢，温度范围是RT+20~250（ ），工作室尺寸是600\*600\*600（mm），电源是220V，适用范围是老化试验