

送医生送护士的佳礼品---静脉显示仪,诚招代理经销商

产品名称	送医生送护士的佳礼品---静脉显示仪,诚招代理经销商
公司名称	深圳市佳力能电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CLN 型号:静脉显示仪
公司地址	深圳宝安中心区海滨新村宝安互联网产业基地电子商务楼2014-2015室
联系电话	86-075529955410/440 13928473660

产品详情

静脉显像仪1.送医生送护士的礼品首选2.全新专利产品,诚招经销商3.最新研发产品,全网最低价

主要技术参数充电电压：220v 50hz使用电压：12v

卡通透射式：2.9v ~ 3.8v照度：10流明电池：可充电锂电池待机时间：h充电时间：3h。仪器特点原位直显，哪有那显。智能易用，不须调校。易学好用，简单培训。体积小巧，轻便易携。图像清晰，显示准确。在患者有小幅平移、上下移动时不影响准确显示。手持式即可手持使用、亦可固定使用，可以随时转换使用方式

工作原理当红外光线照射人体组织时，静脉血管中的去血红蛋白比周围组织对红外光线有更明显的吸收效果，在用红外摄像镜头摄取时会形成很明显的静脉血管图像，经专门的软硬件图像处理系统转换后，以可见光回投到皮肤表面，形成静脉血管的可见图像，辅助静脉定位显示。静脉显像仪正是基于上述原理，实现了可显示皮下不易看清的静脉血管，用于手背、足背、肘弯、头皮等部位浅表静脉血管的辅助定位显示。本仪器投入临床静脉穿刺的使用，可以提高静脉血管定位精确程度和静脉穿刺成功率，使得静脉穿刺容易做到“一针见血”，减少患者痛苦和医患矛盾投射卡通式。

产品特点1、安全性。使用的led光源对人体无损伤，无辐射，不产热，不损伤眼睛；使用过程中无需与病人直接接触，杜绝交叉感染的可能。2、实时、直观。只需将仪器对准皮肤，按下按钮，即可显像。3、清晰、精准。采用当前先进的led固态光源技术及背光源技术，光源输出稳定，双波长：不同部位厚度不同，波长自然不同，成像更清晰。4、操作方便、简单，无光线要求。

功能介绍红外显影仪是采用先进的光源技术研发的一种静脉观察照明工具，便于医生、护士查看，找寻病人的静脉，以达到静脉注射的目的。利用红外显影仪，可以快速、方便地找到手背的静脉，使其清晰可见。

背景：随着人们文化水平及医学常识的不断提高，医疗纠纷时有发生。据中华医院管理学会2000年对全国326家医院的调查，医疗纠纷的发生率达到了98.4%。而这326家医院单2000年就赔偿了42亿元，73.5%的

病人及其家属有过激行为，其中43.86%发展成打砸医院。静脉穿刺失败是导致医疗纠纷的原因之一，特别是在儿科。另外，浅表静脉穿刺失败，将直接增加穿刺次数，甚至使用外周置入中心导管（picc）或中央静脉导管（cvc），而这将增加额外的费用及感染风险。据统计，中央静脉导管与90%的导管相关血流感染有关联。

影响静脉穿刺的因素主要有：肥胖 深肤色 贫血 血压过低 红血球增多症等 静脉质量差（肿胀、过细、弹性差、硬度大等） 外周血管收缩（酸毒症、脓毒症、冷、害怕、焦虑、血管痉挛）红外显影仪能排除以上任何因素的影响，实时、精准、清晰的显示静脉，显著提高首次静脉穿刺成功率，从而将静脉穿刺失败这根医疗纠纷的引线熄灭。医院受益于：? 缩短穿刺时间，提高工作效率?
减少医疗纠纷，提升医院信誉? 加快病床及其他医疗设备的周转? 增加医院收入患者受益于：?
减少疼痛、焦虑等不良感觉? 降低感染风险? 更快的得到液体或药物治疗? 缩短住院时间

主要使用群体：

血管较细，体肥肉多的婴幼儿童

患有血管硬化,或者身体浮肿,身体肥胖的老年人

身体肥胖的中青年人

适用科室及人群适用科室：医院儿科、急诊室、门诊输液室、检验科、住院部各科室、社区（乡镇）医疗服务中心、诊所和医务室、村卫生室、妇幼保健院、军队和武警等部门的卫生队、急救中心、血站、计生站、疾控中心、体检中心、康复中心、护理院、疗养院等单位。适用人群：儿童、老年人、肥胖超重成年人、肤色较深的人、贫血、血压过低或失血过多的人、有外周血管收缩症状的患者。

使用效果：当把仪器置于皮肤之上时，静脉纹络就会显示在皮肤之上，如同在肤表上画出来脉络图，协助医护人员对静脉进行精确的定位。

示例效果图

最新研发产品静脉显像仪,全国各省市诚招代理经销商,有意者欢迎来电咨询

联系人:黄小姐

qq:1643247963

电话:0755-29955410

传真:0755-29955420

手机:18948791105/18682269936

本产品的加工定制是是，品牌是CLN，型号是静脉显示仪，测量精度是100%，材质是塑胶，重量是0.05（kg），适用范围是老人小孩肥胖人员