

无菌均质器、无菌匀质器、拍打式匀浆机均质器

产品名称	无菌均质器、无菌匀质器、拍打式匀浆机均质器
公司名称	东莞市锦兴仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锦兴 型号:GX-400
公司地址	东莞市东城区主山莞温路南158号
联系电话	0086-076922602617/22620670 13809630587

产品详情

诚招全国各省经销商,联系手机13826970887

葛工gxp-400无菌均质器、无菌匀质器、拍打式匀浆机均质器、

产品简介：

无菌均质器，又称拍打式匀浆机，广泛用于动物组织，生物样品等均值等处理，在食品、药品、化妆品、临床、分子学、毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。该装置采用不锈钢系统，可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品，样品装在一次性无菌均质袋中，不与仪器接触，具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理，不需洗刷器皿的特点，满足快速、结果准确、重复性好的要求。本产品也适合肿瘤组织（如肝癌、肠癌、胃癌、乳腺癌）的匀浆，既可得到大量的单细胞（2分钟内可达 2×10^5 ），必要时，可通过延长均质时间，对组织细胞（如肝脏等）实现柔软的破碎。

产品技术参数：

型号	拍击间距	容量 (ml)	外形尺寸 (cm)	重量 (kg)	电源 (v)	无菌均质袋 (cm)	拍击速度
gxp-100	固定	3~100	38 × 37 × 25	18	220	28 × 17	2~9次/秒
gxp-400	可调	10~400	25 × 46 × 31	23	220	30 × 17	3~12次/秒
gxp-3500	可调	400~3500	45 × 65 × 80	65	220	50 × 30	3~14次/秒

主要技术参数：

时间：30、180、600秒或-（即连续运转）

拍击速度：2~14次/秒

有效容量：3-3500ml

拍击箱体：不锈钢

连续功率可调：300w

电机速度：500-1500r.p.m

显示方式：液晶显示

无菌均质袋：17 × 30cm（可选）

产品特点：

安静和容易操作?不锈钢系统?可拆卸和调整的搅拌器?可调整的均质时间?固定的或可变的均质速度?渐进式均质，卓越的细胞保护?无菌一次性滤袋，保证卫生和安全?全开启式门，易于清洗?样品与均质仪无接触，不需要进行系统清洗

本产品的加工定制是是，品牌是锦兴，型号是GX-400，类型是拍击式均质器，容量是3~3500（ml），功率是300（w），尺寸是25 × 46 × 31（mm），重量是23（kg），电源是220V，适用范围是广泛用于动物组织，生物样品等均值等处理，在食品,药品,化妆品,临床,分子学,毒素及细菌检测等领域均可应用，特别适合于微生物检测样本的制备。