

钙铁锌硒检测仪,微量元素检测仪（可贴牌，代加工）

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 钙铁锌硒检测仪,微量元素检测仪（可贴牌，代加工） |
| 公司名称 | 江西功诚新科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:泰盛 型号:200611 |
| 公司地址 | 江西省南昌市高新开发区火炬大街75号（注册地址） |
| 联系电话 | 86-027-13789965156 15981801348 |

产品详情

原理：本仪器利用光学原理，通过不同倍数的放大镜头对人体不同部位（指甲，毛发，皮肤）进行采集放大，在电视屏幕上显示肉眼所看不见的东西，分别对比检测图谱”进行分析，进而得出结论。

特点：使用简单，方便，图象直观，清晰。通过视频连接电视实时显示检测画面。

配置：主机一台，铝箱一只，摄像头手柄（含视频输入线一根）一只，视频输出信号线一根，说明书（含对照图谱）一本。

1.微量元素检测：

通过配用200倍镜头进行指甲照射，对比“微量元素维生素检测图谱”分析，用于检测人体骨科所需矿物质元素（钙铁锌硒等）是否正常。

缺钙的症状-黑道代表缺钙，当缺钙时，容易导致儿童青少年骨骼和牙齿的某些疾病；成人缺钙可影响正常生理功能和劳动能力，还可引起骨质疏松或骨质软化等疾病。钙缺乏还会使心肌收缩和体内酸碱平衡失调，凝血时间延长或凝血障碍等等。

缺铁的症状-红点代表缺铁，当缺铁时，就会导致贫血，称为缺铁性贫血，头晕耳鸣、面色和指甲苍白、易烦躁、呆滞、不活泼、注意力不集中、儿童身高和体重增长缓慢，心跳加快、经常自觉心慌、全身乏力、容易疲倦，食欲不振、腹胀、腹泻、恶心、呕吐，意识不清，儿童偏食、异食癖、反应迟钝、智力下降、学习成绩差、易怒不安、易发生感染、免疫力降低，青春期女性慢性萎黄病，缺铁吞咽困难综合症、口角炎、舌头有异常感觉，指甲呈匙形，现代妇女综合症。

缺锌的症状-亮点代表缺锌，当缺锌时，会引起一系列的生化紊乱，使很多器官和组织的生理功能异常，造成生长发育迟缓，并使人体的免疫过程、细胞分裂、智力发育、药物在体内的作用等受到干扰。缺锌

还会使性腺机能发育不全、皮炎等。

缺硒的症状-黑点代表缺硒，当缺硒时，容易患大骨节病、肝脏坏死、肌肉失氧症等。硒还具有减弱黄曲霉素引发肝癌的作用，抑制乳腺癌的发生等作用。

缺维生素的症状-黄点代表维生素，缺维生素a,眼睛怕光，易疲劳，易患结膜炎，手脚麻木。缺维生素b1,消化功能紊乱，皮肤粗糙，手脚麻木。缺维生素b2,失眠，口臭，无原因头痛，精神倦怠。缺维生素b6,肌肉痉挛，外伤不易愈合。缺维生素b12,食欲不振，记忆力不佳，精神不集中。

2.发根发质检测：

通过配用200倍镜头进行头发照射，对比“毛发检测图谱”分析，用于检测发根发质的具体情况：

毛囊油脂分泌过盛，毛囊油脂分泌适中，毛囊油脂阻塞，油性毛囊，中性毛囊，干性毛囊，干性发质，中性发质，油性发质等

3.皮肤检测：

通过配用50倍镜头进行皮肤照射，对比“肌肤类型说明图解”分析，用于检测肌肤的具体情况：

脱水性肌肤-水分少，油脂多，皮肤纹理不明显，毛孔粗大表面粗糙，油腻。

干性肌肤-水分少，油脂少，皮肤纹理乱，毛孔小，干燥没有光泽。

油性肌肤-水分多，油脂多，皮肤纹理粗且深，毛孔粗大，表面油腻，润泽。

中性肌肤-水分多，油脂少，皮肤纹理清晰，毛孔较小，表面光滑，不油腻。

本产品的加工定制是是，品牌是泰盛，型号是200611，类型是多元素分析仪器，测试范围是指甲，测量时间是2-3分钟，测量精度是90%，电源电压是220（V\HZ），适用范围是微量元素