

日本ATAGO PAL-79S 数字手持袖珍折射仪 葡萄酒折射仪 苏州代理

产品名称	日本ATAGO PAL-79S 数字手持袖珍折射仪 葡萄酒折射仪 苏州代理
公司名称	昆山蕴科机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:数字折射仪 品牌:ATAGO
公司地址	柏庐中路401号6D-12室
联系电话	86-0512-87882936 18913215880

产品详情

数字手持袖珍折射仪 葡萄酒折射仪

专门用于葡萄的成熟过程中的各种指标,可以提供给葡萄栽培酿造商,酒品制做单位,酿造厂,葡萄购买者等测量葡萄浓度,以便确定葡萄用于酿酒的最佳时期。

标度	model
t.a.1990	pal-79s
t.a.1971	pal-80s
kmw (或babo)	pal-83s
波美	pal-84s
oe (ger) brix double scale	pal-86s
oe (果液浓度) brix double scale	pal-87s

model	型号	标度	测量范围	溶解值	测量准确度
pal-79s	4479	t.a.1990	0.0 至 26.0%	0.1%	± 0.2%
pal-80s	4480	t.a.1971	0.0 至 25.0%	0.1%	± 0.2%
pal-83s	4483	kmw (或babo)	0.0 至 40.0 °	0.1 °	± 0.2 °
pal-84s	4484	波美	0.0 至 21.0 °	0.1 °	± 0.2 °

pal-86s	4486	oe (ger) brixdouble scale	0 至 240 ° 0.0 至 53.0%	1 ° 0.1%	± 1 ° ± 0.2%
pal-87s	4487	oe (果液浓度) brixdouble scale	0 至 240 ° 0.0 至 53.0%	1 ° 0.1%	± 1 ° ± 0.2%
测量温度	10 至 40 ° c (自动温度补偿)		环境温度	10 至 40 ° c	
测量时间	3 秒		电源	2 × aaa 电池	
国际保护等级	ip65 无尘且对喷射水柱具保护作用		尺寸重量	5.5 × 3.1 × 10.9公分, 100公克(不含零件的重量)	
选件	• pal保管箱 : re-39409 • pal携带连 : re-39410				

本产品的加工定制是是，类型是数字折射仪，品牌是ATAGO，型号是PAL-79S，测量范围是0.0至26.0%（%），格值是0.1（%），重量是300（g），适用范围是专门用于葡萄的成熟过程中的各种指标，可以提供给葡萄栽培酿造商，酒品制做单位，酿造厂，葡萄购买者等测量，规格是PAL-79S,PAL-80S,PAL-83S,PAL-84S,PAL-86S,PAL-87S