

rupt-系列小型反渗透实验室超纯水机//去离子纯水机//实验室用

产品名称	rupt-系列小型反渗透实验室超纯水机//去离子纯水机//实验室用
公司名称	滕州新瑞分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:rupt- 操作压力:0.1 (Mpa)
公司地址	山东省滕州市洪绪工业园区
联系电话	86-06325251855 13375675886

产品详情

阻率：18.25m⁻¹·cm @25℃，水质优于国家实验室gb6682-92规格 级水标准，美国astm、nccls、cap标准；纯水电导率 1μs/cm @ 25℃，水质符合国家实验室gb6682-92规格 级水标准。s/cm)；可溶性硅sio₂) < 0.1ppb,吸光度(254nm,1cm) < 0.001;离子浓度单位:ppb

产品详细信息

产品型号	rupt系列超纯水器性能特点及主要技术指标													
工作条件	源水：市政自来水(tds < 300加配强化前处理单元) 源水压力：1.0 ~ 5.0kg/cm ² 温度：4~40 电源：220v ± 10v/ 50hz (功率：30~50w)													
型号	生命科学型			痕量有机型				分子生物型			基础应用型			
	rupd-10/20/30/40			rupt-1-10/20/30/40				rupt-ii-10/20/30/40			rupt-10/20/30/40			
产水量l/h	10/20/30/40			10/20/30/40				10/20/30/40			10/20/30/40			
出水流速l/min	1.5~2.0			1.5~2.0				1.5~2.0			1.5~2.5			
产水水质	cu ²⁺	zn ²⁺	fe ³⁺	al ³⁺	ni ⁺	cr ⁺	k ⁺	pb ⁺	cl ⁻	no-2	no-3	so ₂ -4	ca ²⁺	mg ²⁺
	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	0.01	0.02	0.01	0.02	0.001	0.001
	超纯水电阻率：18.25m ⁻¹ ·cm @25℃，水质优于国家实验室gb6682-92规格 级水标准，美国astm、nccls、cap标准；纯水电导率 1 μ s/cm @ 25℃，水质符合国家实验室gb6682-92规格 级水标准。s/cm)；													

	可溶性硅(sio2) < 0.1ppb,吸光度(254nm,1cm) 0.001;离子浓度单位:ppb			
toc(ppb)	< 3	1-3	< 5	< 10
热源(eu/ml)	0.001	0.02	<0.001	----
细菌	<1cfu/ml	<1cfu/ml	<1cfu/ml	<1cfu/ml
终端过滤器	根据用户实验要求选配终端过滤器(0.01 μ m、 0.05 μ m、 0.1 μ m、 0.2 μ m)			
系统功能	操作模式：微电脑控制、触摸式按键、一键式操作。			
系统功能	系统监控：四行液晶时时显示产水水质参数、温度、产水时间、报警故障显示。			
	安全保障：缺水、断电保护、纯化柱、超纯化柱等耗材更换提醒、定时循环保证水质、紫外灯状态报警灯。			
	功能设定：0~999分钟时间设定、定时定量取水、密码保护。			
	扩展功能：增设分级取水端口、232接口			
应用领域	电泳、内毒素分析、细胞免疫化学、单克隆抗体研究等其它试验领域。	石墨炉原子吸收(gfaas)、气质联用(gc-ms)、高效液相色谱(hplc)、等离子质谱(icp-ms)、离子质谱(ic)、toc分析、固相萃取(spe)。	哺乳动物组织细胞培养、微生物分析、分子生物学研究、植物组织细胞培养。	原子吸收光谱(aas)、原子荧光、普通化学、电感耦合等离子光谱仪(icp-aes)。
外形尺寸宽 × 深 × 高	500*480*500			

本产品的加工定制是是，型号是rupt-，操作压力是0.1（Mpa），水电阻率是18.25，外形尺寸是50*48*50（cm），电压是220（V），水质是一级水，功率是35（w），电导率是0.05，脱盐率是99（%），单机出力是10-100l（/h），品牌是新瑞