

SL-031双脚人体综合测试仪

产品名称	SL-031双脚人体综合测试仪
公司名称	东莞市厚街景鑫防静电设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:人体静电测试仪 品牌:斯莱德
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市厚街新塘
联系电话	086-076985997259 13925538278

产品详情

产品简介 斯莱德dr.schneider pc sl-031双脚人体综合测试仪是为测量人体综合电阻（包括人体、手腕带和鞋等的电阻）而设计的装置。本仪器能对人体综合电阻大于10⁹ 和小于10⁵ 时，进行检测与报警，sl-031双脚人体综合测试仪配制了750k -10m 电路（用于测试手腕带）和750k -100m 电路（用于测试鞋），此仪器是测试手腕带和鞋套的理想选择。

一．特点

- 1．本产品特点突出可快速测试esd装备，三个独立装置（左鞋、右鞋、手腕带）一次完成esd检测。
- 2．三个分别各三种状态显示，lo（低于设定值）、pass（设定值范围内）、hi（高于高定值）有报警功能。具体参数见表1。
- 3．如果使用其它的电源适配器，低于9v欠电指示灯会亮，这样会影响测试精度。电源适配器为ac或dc 12v，不能大于15v电压！扩展通讯接口是下载程序专用口，用户不要使用。不要用金属物体插入！

二.技术参数:

表1

仪器尺寸	(w)165mm*(l)97mm*(h)40mm	左鞋设定值	750k —100m
踏板尺寸	(w) 300mm*(l)400mm*(h)20mm	右鞋设定值	750k —100m
活动支架调整距离	150mm	手腕设定值	750k —10m
总重量	6 . 5kg	测试精度	+3—-3%

(此参数为国标) 导电鞋为100k —35mk 根据用户使用条件声明校正。

一 . 使用操作

1 . 使用前请插入电源适配器充电可以直接启机使用。将开关置on位，静态直流为12v/ma。

2 . esd测试时，只要双脚分别踏在相对的金属踏板上，戴好手腕带夹入或插入手腕接线口上，手指轻轻接在金属测试按钮就一目了然地知道esd装备是否合格。注：请勿戴手套或用指甲按在金属测试按钮。

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

一：如何订货

旺旺在线和qq等 跟我们联系；

或电话联系，把您的要求详细描述下！

二：订货前请联系客服

我们严格按照每一个产品的名称，规格，数量及质量要求来生产；请广大客户在购买前能联系在线客服，协商好产品购买事项。

三：关于价格

本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守量大从优的原则，给与优惠！

四：关于下单

支付宝担保交易或者网下交易，具体付款方式可以协商。

五：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。

我们的优势：

- 1、自主生产，价格优势---只要你能说得出的价格，我们就有办法办到。
- 2、拥有一流的生产管理，交货及时优势---早上下单，最快下午交货。
- 3、高品质的服务优势---本公司实行按分钟回复制度，网上留言，一分钟内回复，询价，十分钟内回复。
- 4、高度配合优势---本公司所有产品，皆可按要求订做，不论大规格，小规格，特殊规格，只要你需要，我们可以为您专业订做；另外不论你的订单大小，本公司皆不推辞，小到几百个，大到上百万，本公司一律尽心尽力为您服务。

本产品的加工定制是是，类型是人体静电测试仪，品牌是斯莱德，型号是SL-031，测量范围是静电阻，重量是5.5（kg）