

LSP01-2A注射泵 注射泵

产品名称	LSP01-2A注射泵 注射泵
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:注射泵 品牌:上海雷磁
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

您的位置：首页>产品展示>注射泵>实验室注射泵	
lsp01-2a	
产品说明	
lsp01-2a是一款单通道灌注型注射泵。能够装卡10ul-60ml规格的注射器（进样器），可同时装卡规定范围内不同规格的注射器或（进样器）。适合高精度、小流量的液体传输。	
技术指标	
通道数量：1 每微步注射量：0.026 μ l(60ml注射器) 适用注射器类型：10 μ l-60ml 流量范围：0.166nl/min-10.831ml/min 每微步距离：1/16step: 0.03125 μ m 最大线速度：13mm/min 最小线速度：1 μ m/min 最大步速：6933 (1/16step)/sec 最小步速：16 (1/16 step) /30sec 工作模式：单推 线性推力：> 9kgf 控制精度：当>30%满行程时，控制误差 \pm 0.5% 设置方式：数码旋钮配合薄膜按键设置 显示方式：128 \times 64图形点阵型液晶显示 电压范围：ac100 - 240v 工作环境：温度5 -40 相对湿度：< 80% 外形尺寸：280 \times 210 \times 140(mm) 重量：3.6kg	
功能特点	
注射器内径输入功能：可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径 人机界面友好：大屏幕液晶显示，数码旋钮于薄膜按键配合使用，操作简便，快捷 工作模式：单推工作模式 掉电记忆功能：1.eeprom保存设置参数，重新上电后，无需重新设置。 2.流量模式下运行时断电，恢复上电后可	

根据设置参数继续运行或停止 堵车保护功能：当工作过程中注射泵的推进机构被堵死，注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报
 外控接口：具备输入/输出控制功能
 液量校准功能：通过校准程序可得到更精确的流量
 注射器保护功能：通过调整限位块位置，可以防止注射器受损
 lsp01-2a与lsp01-1a比较：lsp01-2a增加5倍减速脉动更小
 lsp01-2a更适用于细胞分析 lsp01-2a更适合传输小流量的液体

其他参数					
产品型号	hamilton 注射器规格	内径(mm)	参考流量 范围	线速度范 围	重量(kg)
lsp01-2a	50 μ l	1.03	0.001 μ l/m in-0.011ml /min	1 μ m/min- 3mm/min	3.6
	10ml	14.57	0.167 μ l/m in-2.167ml /min		
	60ml	32.57	0.833 μ l/m in-10.831m l/min		

本产品的加工定制是是，类型是注射泵，品牌是上海雷磁，型号是LSP01-2A，测量范围是0-999，可测样品状态是3，重复性误差是2，外形尺寸是22*22*20（mm），适用范围是学校/医院/化工企业，规格是22*22*20