

JS-2 冻力测试系统 冻力测试系统

产品名称	JS-2 冻力测试系统 冻力测试系统
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:冻力测试系统 品牌:南北
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

冻力测试系统，冻力测试仪，冻力测试仪，冻力检测仪，冻力分析仪，药物明胶冻力测试系统，冻力测试系统生产厂家—郑州南北仪器设备有限公司（郑州南北集团）

js-2冻力测试系统产品详细说明

市场价：27800

冻力测试系统用于检查明胶在规定条件下的冻力（凝冻强度）。

js-2冻力测试系统系统组成：

- 1、j s - 2 冻力测试仪 1台
- 2、h w - 2 恒温水箱 1台
- 3、z l - 2 制冷机 1台

js-2冻力测试系统适用标准：

国家标准《食品添加剂明胶》g b 6 7 8 3 - 9 4。

国家标准《药用明胶硬胶囊》g b 1 3 7 3 1 - 9 2。

行业标准《药用明胶》q b 2 3 5 4 - 9 8。

行业标准《照相明胶》q b 1 9 9 7 - 9 4。

行业标准《工业明胶》q b / t 1 9 9 5 - 9 4。

行业标准《骨胶》q b / t 1 9 9 6 - 9 4。

美国药典 2 2 版 v s p x x 。

企业标准《冻力测试系统》q / 1 2 x q 0 1 9 0 - 2 0 0 4。

js-2冻力测试系统主要特点：

冻力测试仪按 b l o o m 方式工作，数字显示 b l o o m 克，柱塞采用英国标准。

高精度压力传感器测量冻力值，自动修正非线性误差，测量精度高。

可以预置任意采样深度、五种采样速度、三种采样模式、二种采样结果。

配置减震装置的精密机械传动系统，运行平稳，示值稳定。

恒温水箱与制冷机组组成精密恒温冷水浴系统。

采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。

高精度温度传感器，线性误差小，测温精度高。

全自动变频控制技术，智能化控制温度，温控精度高。

制冷机采用高可靠大功率新型压缩机制冷，制冷速度快、噪音小。

可以随意预置温度；分时显示预置值和实时值。

自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。

js-2冻力测试系统技术指标：

冻力测试范围 (7 ~ 1 0 0 0) g

冻力测试精度 $\pm 0.5\% \pm 1$ g

测试行程 (1 ~ 6 0) mm

行程误差 ± 0.1 mm

水浴温控范围 (5 ~ 3 9 . 9)

水浴温控精度 ± 0.1

制冷时间 (3 0 ~ 1 0) < 4 0 m i n

电源 2 2 0 v / 5 0 h z / 1 2 0 0 w

外型尺寸 j s - 2 (2 6 x 2 6 x 4 2) c m 3

hw - 2 (5 8 × 4 4 × 2 2) c m 3

z l - 2 (4 8 × 3 8 × 2 9) c m 3

重量 7 7 k g

js-2冻力测试系统产品图片：

郑州南北仪器设备有限公司专业供应生产销售冻力测试系统，欢迎您来电咨询冻力测试系统的详细信息！

南北冻力测试系统具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北仪器售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北仪器售后服务体系完成。

冻力测试系统南北集团售后服务宗旨：

终身提供维修及维护服务，终身负责零配件的及时供应；（但不包括人为破损）

终身免费提供技术咨询及技术支持服务；

新品依照南北购销合同实行整机免费保修，

在保修期内，不收取上门费，搬运费，人工费等，免费更换一切在正常使用情况下损坏的零配件；（但不包括人为破损）

在保修期外，不收取上门费，搬运费，人工费等，仅对需更换的零配件收取成本费用；

南北集团具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北集团售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北集团售后服务体系完成。

您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

本产品的加工定制是是，类型是冻力测试系统，品牌是南北，型号是JS-2，测量范围是（ 7 ~ 1 0 0 0 ） g ，可测样品状态是药物明胶，重复性误差是 $\pm 0 . 5 \%$ $\pm 1 g$ ，适用范围是行程误差 $\pm 0 . 1 m m$ ，规格是药物检测仪器