

热释光个人剂量计 在线监控仪

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 热释光个人剂量计 在线监控仪 |
| 公司名称 | 常州达森特无损检测设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:在线监控仪 品牌:中辐核 |
| 公司地址 | 常州市新北区晋陵北路217号 |
| 联系电话 | 86-051915151964289 15151964289 |

产品详情

产品简介

| |
|--|
| idb-iii热释光个人剂量计 |
| <p>idb- 型热释光个人剂量计 (tld) 及其探测器具有能量响应好、灵敏度高、受环境影响小、使用方便、可测 α、β、γ、n 等多种射线的优点。广泛应用于辐射防护、放射医学、放射生物学、地质学、无损探伤和环境保护等领域。 本产品广泛应用于核电站、核潜艇、个人剂量监测、环境监测、职业病防治等领域。</p> <p>一、tld-iii型热释光个人剂量计： 1、可测量 α、β、γ、n 射线剂量 2、可放不同规格补偿片 3.佩戴方便，直接佩戴于左胸部</p> <p>二、探测器性能： 1、高灵敏度：比 lif(mg.ti) 高 30-50 倍 2、重复性好：50-100 次后灵敏度下降小于 $\pm 5\%$ 3、探测阈：约为 20×10^{-8} gy 4、线性范围：0.01mgy -12 gy 5、分散性：$\pm 2.5\%$ 6、$h_p(10)$ 能响：在 15kev-1.25mev 之间 $\pm 20\%$</p> <p>常州达森特无损检测设备有限公司长期供应探伤室热释光个人剂量计，质量保障。价格实惠</p> <p>关键词：热释光个人剂量计 tld个人剂量计 tldidb- 型</p> |

本产品的加工定制是否，类型是在线监控仪，品牌是中辐核，型号是IDB- ，测量范围是见说明，安装方式是盘面式，精确度是见说明，分辨率是见说明，外形尺寸是60 × 20 × 10mm (mm)