

# 实验室系列冻干机 卓乐康

产品名称	实验室系列冻干机 卓乐康
公司名称	北京卓乐康科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:卓乐康 型号:ZLKCTFD-10S
公司地址	北京市海淀区北洼路90号16号楼一层1193室
联系电话	63831500 13641228808

## 产品详情

专注为小型实验室使用设计

zlkctfd实验室系列产品时永合创信专门为实验室开发的冻干设备，台式或立式设计，结构紧凑，占地面积小；适合实验室安装使用。

产品分为基本型s，压盖型t，多岐管型p，多岐管压盖型pt。

相关参数：

zlkctfd-10系列台式真空冷冻干燥机（实验型）

型号	zlkctfd-10s(标准型)	zlkctfd-10t (压盖型)	zlkctfd-10p (多岐管普通型)	zlkctfd-10pt (多岐管压盖型)
冷阱温度 ( )	0.625	0.625	0.625	0.625
真空度 (pa)	<10	<10	<10	<10
冻干面积 (m <sup>2</sup> )	0.12~ 0.18	0.075	0.12~0.18	0.075
捕水能力 (kg/24h)	3	3	3	3
物料装载 (ml)	1200	750	1200	750
物料盘规格 ( *h mm)	200*20	180*20	180*20	180*20
物料盘层数 (层)	4~6	3	4~6	3
盘装物料/盘 (ml) (料厚10mm)	300	250	250	250
冻干时间 (h)	24	24	24	24
外挂冻干瓶数量 (个)	/	/	8	8
西林瓶 ( 22mm)	260	165	165	165

( 16mm)	480	285	285	285
( 12mm)	920	560	560	560
外形尺寸 ( w* d * h mm )	582*625*530/960			

冷冻干燥机是将含水物品预先冻结，然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种干燥方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的状态并保持原有升华特性。

本产品的加工定制是是，品牌是卓乐康，型号是ZLKCTFD-10S，类型是其他